

# 福祉用具 レンタルカタログ

Vol.22

CARE SUPPLY STORE  
**UC UNICARE**  
ユニケア

あんしん品質。

2人介助から1人介助へ。  
誰でも使える仕様でもっと簡単に、  
もっと安全になりました。  
スリムになったHugと  
スマートなハグを。



Hug

移乗サポートロボット ハグ



CAREYOU

ケア優

優しさに磨きをかけたケア優。  
介護する人、介護される人、  
どちらにも優しくありたい。  
そんな思いやりから生まれました。  
介護をもっと笑顔に。

まぐまぐろ技術。

清潔感・安心感・信頼感  
商品をお届けするために

1 洗浄・消毒

品質を守る最新鋭のシステムで洗浄・消毒



2 検品・修理

安全性もしっかり確認



3 保管

梱包し、清潔な場所で保管・管理



4 お届け

安心・安全な福祉用具をお届け



ベッド・ベッド付属品



床ずれ防止用具



体位変換器



認知症老人徘徊感知機器



手すり



歩行補助杖



歩行器



車椅子・車椅子付属品



スロープ



移動用リフト・つり具



介護保険購入対象品

腰掛便座・入浴補助用具



販売品



情報



## モーターの機能

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品


スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報




### 1 背上げ機能




- 起き上がりを補助
- 食事を摂る時に便利
- 呼吸を楽にする
- 円背の方の寝る姿勢を楽にする

### 2 高さ調節機能




- 立上がりや車椅子への移乗を補助
- 端座位姿勢を安定させる
- 介助者の負担軽減
- 転落時の危険軽減

### 3 膝上げ機能



- 背上げ機能を使用した時に身体のずれを防止
- むくみ防止
- かかとへの部分圧軽減

### 4 背上げ・膝上げ連動



- 膝上げ、背上げを自動連動し、身体のずれ、摩擦圧迫感を軽減

モーター数で  
機能が異なります。

1  
モーター

- 1 背上げ機能
  - 4 背上げ・膝上げ連動
- または
- 2 高さ調節機能

2  
モーター


- 1 背上げ機能
- 2 高さ調節機能
- 4 背上げ・膝上げ連動

3  
モーター

- 1 背上げ機能
- 2 高さ調節機能
- 3 膝上げ機能

4 背上げ・膝上げ連動

## ベッド [ 特殊寝台 ] の名称



### マットレス

ご利用者の症状に適したものを選ぶことが大切です

### ボトム

背上げ、膝上げの際にこの部分が曲がります

### ベッドサイドレール

ベッドからの転落や寝具の落下を防ぎます



### 介助バー

ベッドから乗り降りするときの支えに使用します



### オーバーテーブル

お食事や読書に便利  
ベッドサイドレールにのせて使います

## ボードの種類



樹脂 樹脂製ボード







樹脂木 樹脂製木目調ボード



木製 木製ボード



木宮 木製宮付ボード

商品名	足元の広さ	リモコン	背上げの時の動き	
<p>CARE YOU <b>ケア優</b></p>  <p>最低床高 25 cm</p>	 	<p>2M 3M</p> 	 <p>ヒューマンケアライン 5分割の床板構造で、頭・背中・お尻・太もも・ふくらはぎに自然になじむ、なめらかなラインを実現。理想的な寝姿勢を保て、ベッド昇降や背上げ・脚上げもスムーズに行えます。</p>	<p>床ずれ 防止用具</p> <p>体位 変換器</p> <p>認知症 老人徘徊 感知機器</p>
<p><b>楽匠 Z SERIES</b></p>  <p>垂直昇降</p> <p>最低床高 21 cm</p>	  <p>※切替式</p>	<p>2M 3M</p> 	 <p>ラクリアーション (3M) ボトムとの角度調節にともなう従来のらくらくモーションの動きにベッドの傾斜を組み合わせて、さらに進化した背上げ機能です。</p>	<p>手すり</p> <p>歩行 補助杖</p> <p>歩行者</p>
<p><b>楽匠 S</b> らくしよ S シリーズ</p>  <p>垂直昇降</p> <p>最低床高 20 cm</p>	  <p>※切替式</p>	<p>2M</p> 	 <p>キューマライン ボトムに取付けた「すのこ状の連結部分」が、背ボトムの角度の変化にともなう身体の動きと曲線に合わせて、伸びながら曲がります。身体のズレを抑えるとともに胸やおなかへの圧迫感を軽減します。</p>	<p>車椅子・ 車椅子 付属品</p> <p>スロープ</p>
<p><b>rento</b> レント シリーズ</p>  <p>垂直昇降</p> <p>最低床高 22 cm</p>		<p>2M 3M</p> 	 <p>らくらくモーション 背と膝のあげさげを組み合わせることで上体を起こすときの身体のずれと圧迫感を小さく、より快適に安定した姿勢で起き上がることができます。手元スイッチで簡単に操作できます。 ※3 モーターのみ</p>	<p>移動用 リフト・ つり具</p> <p>介護保険 購入 対象品</p> <p>販売品</p>
<p><b>楽匠 feeZ</b> らくしよ フィーズシリーズ</p>  <p>垂直昇降</p> <p>最低床高 15 cm</p>	<p>15cm~55cm</p>  <p>キャスターがついたもっとも低い状態で床から15cm。ふとんからベッドに移乗する際の違和感を減らします。高さは最高55cmまであげられるので介護や立ち上がりに適しています。</p>	<p>2M 3M</p> 	 <p>らくらくモーション (3M) 背ボトムと膝ボトムのあげさげを組み合わせたパラマウントベッド独自の背上げ機構です。手元スイッチのボタン操作ひとつで、身体のずれと圧迫感を抑えながら、安定した姿勢でおき上がることができます。</p>	<p>情報</p>



# ベッド・ベッド付属品

ご利用者と介助者のことを考えた  
お部屋の家具と調和するデザイン

やさしさのあるベッド

CARE YOU  
**ケア優**



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報


## 停電時も安心 緊急対応スイッチつき

停電が起きて、スイッチひとつでベッドを  
水平状態へ戻すことができます。



## 広い足元 ノンサイドフレーム + 格納式オプション受け


オプション受けが格納できるので、車  
いすをベッドへ隙間なく付ける (1)  
ことができます。また、サイドフレーム  
ベースフレームの突出がなく、端座位  
が安定しやすくなります。



立ち上がる時  
足にフレームがあたりません

# 5つの 特徴

## 膝先の水平機能 脚のむくみを抑えます



## うっかり操作を防止

### リモコンロック

リモコンにロックをかけることで、  
寝ている間など間違えて触ってしま  
っても動きません。



## 有機化合物低減素材

### エフフォースター基準を クリアしたボードを採用

エフフォースターとは、JIS、JAS 認定基準で、ホルム  
アルデヒドの放散量がゼロもしくは微量である素材  
を使用しているものに表示できるマークです。



ケア優 ダークウォールナット

グリーンケア 2モーター 3モーター ヒューマンケアライン 木製 低床 非課税


フランスベッド

ヘッドボード (H)



写真はボードサイズHF  
ボード色:ダークウォールナット

フットボード (F)



リモコン



2モーター 3モーター

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

商品名	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
2モーターレギュラーHF(2R-HF-DW)	87	11-5734-0	00200-000166	円	円	円	円
2モーターショートHF(2S-HF-DW)	86	11-5739-0	00200-000639	円	円	円	円
2モーターレギュラーHH(2R-HH-DW)	89	11-5738-0	00200-000638	円	円	円	円
2モーターショートHH(2S-HH-DW)	88	11-5740-0	00200-000640	円	円	円	円
3モーターレギュラーHF(3R-HF-DW)	88	11-5741-0	00200-000641	円	円	円	円
3モーターショートHF(3S-HF-DW)	87	11-5743-0	00200-000643	円	円	円	円
3モーターレギュラーHH(3R-HH-DW)	90	11-5742-0	00200-000642	円	円	円	円
3モーターショートHH(3S-HH-DW)	89	11-5744-0	00200-000644	円	円	円	円

ケア優 ビーチ

グリーンケア 2モーター 3モーター ヒューマンケアライン 木製 低床 非課税


フランスベッド

ヘッドボード (H)



写真はボードサイズHH  
ボード色:ビーチ

フットボード (H)



リモコン



2モーター 3モーター

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

商品名	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
2モーターレギュラーHF(2R-HF-B)	87	11-5745-0	00200-000166	円	円	円	円
2モーターショートHF(2S-HF-B)	86	11-5747-0	00200-000639	円	円	円	円
2モーターレギュラーHH(2R-HH-B)	89	11-5746-0	00200-000638	円	円	円	円
2モーターショートHH(2S-HH-B)	88	11-5748-0	00200-000640	円	円	円	円
3モーターレギュラーHF(3R-HF-B)	88	11-5749-0	00200-000641	円	円	円	円
3モーターショートHF(3S-HF-B)	87	11-5751-0	00200-000643	円	円	円	円
3モーターレギュラーHH(3R-HH-B)	90	11-5750-0	00200-000642	円	円	円	円
3モーターショートHH(3S-HH-B)	89	11-5752-0	00200-000644	円	円	円	円

販売品

情報



# ベッド・ベッド付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## サイドレール SR-100JJ CSIV

フランスベッド

ケア優 レギュラー




商品名/数量	商品番号	商品コード
SR-100JJ CSIV 1本	19-5239-1	00200-000517
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

## サイドレール SR-300JJ CSIV

フランスベッド

ケア優 レギュラー  
ショート兼用



商品名/数量	商品番号	商品コード
SR-300JJ CSIV 1本	19-5241-1	00200-000338
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

## サイドレール SR-100JJS CSBR

フランスベッド

ケア優 ショート




商品名/数量	商品番号	商品コード
SR-100JJS CSBR 1本	19-5347-1	00200-000659
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

## サイドレール SR-350JJ CS / SR-351JJ CS

フランスベッド

ケア優 レギュラー  
ショート兼用



SR-350JJ CS

SR-351JJ CS


商品名/数量	商品番号	商品コード
SR-350JJ CS 1本	19-5542-1	00200-000471
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

商品名/数量	商品番号	商品コード
SR-351JJ CS 1本	19-6133-1	00200-000583
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

## サイドレール SR-100JJ CSBR

フランスベッド

ケア優 レギュラー




商品名/数量	商品番号	商品コード
SR-100JJ CSBR 1本	19-5346-1	00200-000517
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

## サイドレール SR-300JJ CSBR

フランスベッド

ケア優 レギュラー  
ショート兼用




商品名/数量	商品番号	商品コード
SR-300JJ CSBR 1本	19-5348-1	00200-000338
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

## サイドレール SR-800JJ

フランスベッド

ケア優 レギュラー



商品名/数量	商品番号	商品コード
SR-800JJ 1本	19-5531-1	00200-000173
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

## カバー付サイドレール

フランスベッド

ケア優 レギュラー

サイドレールとカバーの  
セットです。




商品名/数量	商品番号	商品コード
SR-100JJ CSIV 1本	19-5616-1	00614-Z00093
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

商品名/数量	商品番号	商品コード
SR-100JJ CSBR 1本	19-5617-1	00614-Z00091
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

ベッド用グリップ GR-510

フランスベッド

ケア優 レギュラー  
ショート兼用




※開閉角度: ±135° (45°刻み)

商品名	商品番号	商品コード
ベッド用グリップ GR-510	19-5430-1	00200-000428
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		月額レンタル料金
		円

マルチ移動支援バー SE-07JJ

フランスベッド

ケア優 レギュラー  
ショート兼用



※開閉角度: ±150° (30°刻み)

商品名	商品番号	商品コード
マルチ移動支援バー SE-07JJ	19-5242-1	00200-000177
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		月額レンタル料金
		円

床ずれ  
防止用具


体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

イルリガートル棒 FF-522

フランスベッド

ケア優



※地域によっては介護保険を適用できない場合もあります。  
サイズ:全幅25×全高:98~165cm

商品名	商品番号	商品コード
イルリガートル棒FF-522	19-5532-1	00200-000131
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		月額レンタル料金
		円

キャスター 50CAJW

フランスベッド

ケア優



※ベッドの高さは変わりません。  
※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。

商品名	商品番号	商品コード
キャスター50CAJW	19-5243-1	00200-000660
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		月額レンタル料金
		円

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

ケア優サイドレール・介助バー組み合わせ表

ケア優 レギュラーサイズ 全長 210.5cm		ケア優 ショートサイズ 全長 198cm	
1本で使用	2本セットで使用	1本で使用	2本セットで使用
SR-100JJ	SR-100JJ + SR-100JJ	SR-100JJS	SR-100JJS + SR-100JJS
SR-300JJ	SR-300JJ + SR-300JJ	SR-300JJ	SR-300JJ + SR-300JJ
SR-800JJ	SR-350JJ + SR-350JJ	SR-350JJ	SR-300JJ + SR-300JJ
SR-350JJ	GR-510 / SE-07JJ + SR-300JJ	GR-510 / SE-07JJ	SR-350JJ + SR-350JJ
GR-510 / SE-07JJ	GR-510 / SE-07JJ + SR-350JJ		
FF-522	FF-522 + SR-100JJ / SR-300JJ	FF-522	FF-522 + SR-100JJS / SR-300JJ

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖



歩行器

## ラクリアモーション

で、かつてない背あげ姿勢を実現しました。

ここから生まれる背あげ姿勢は、これまでにない視界の広さ、身体の動かしやすさ、離床のしやすさを実現しています。

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具



介護保険  
購入  
対象品

## 介護者に適切な姿勢を。

ベッドを最大で64.5cm\*まで高くすることができます。身長が高い方も腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。ベッド下のスペースが広いので、足を踏み込んで接近しやすく、また、ベッド下のスペースを必要とするテーブルやリフトなどに対応します。（\*1モーションは高さ調整できません。）

高さ64.5cm  
×  
足元すっきり



販売品

## 立ち上がりやすさに配慮。

ベッド下のスペースが広いので、立ちあがるときに充分に足を引くことができます。

情報

リモコン



# 楽匠 Z SERIES

楽匠Z

液晶リモコン 垂直昇降 2モーター 3モーター ラクリアモーション 樹脂木 木製 低床 非課税

パラマウントベッド

身体のずり落ちや圧迫感を軽減しながら、座位に近い姿勢に移行できます。ここから生まれる背あげ姿勢は、これまでにない視界の広さ、身体の動かしやすさ、離床のしやすさを実現しています。



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

セーフティーラウンドボード(樹脂木目)

木製ボード ハイタイプ




		セーフティーラウンドボード(樹脂木目)		木製ボード ハイタイプ		
		91cm幅	83cm幅	91cm幅	83cm幅	
3 モーション(3 モーター+1)	レギュラーサイズ	商品名	KQ-7331	KQ-7311	KQ-7333	KQ-7313
		商品番号	11-5999-0	11-6038-0	11-6053-0	11-6042-0
		商品コード	00170-000785	00170-000785	00170-000787	00170-000787
		ご利用者負担額(1割)	円	円	円	円
		(2割)	円	円	円	円
		(3割)	円	円	円	円
	月額レンタル料金	円	円	円	円	
	ミニサイズ	商品名	KQ-7321	KQ-7301	KQ-7323	KQ-7303
		商品番号	11-6044-0	11-6032-0	11-6048-0	11-6036-0
		商品コード	00170-000785	00170-000785	00170-000787	00170-000787
		ご利用者負担額(1割)	円	円	円	円
		(2割)	円	円	円	円
(3割)		円	円	円	円	
月額レンタル料金	円	円	円	円		
2 モーション(2 モーター+1)	レギュラーサイズ	商品名	KQ-7231	KQ-7211	KQ-7233	KQ-7213
		商品番号	11-5995-0	11-6017-0	11-6030-0	11-6021-0
		商品コード	00170-000777	00170-000777	00170-000779	00170-000779
		ご利用者負担額(1割)	円	円	円	円
		(2割)	円	円	円	円
		(3割)	円	円	円	円
	月額レンタル料金	円	円	円	円	
	ミニサイズ	商品名	KQ-7221	KQ-7201	KQ-7223	KQ-7203
		商品番号	11-5997-0	11-5998-0	11-6026-0	11-6015-0
		商品コード	00170-000777	00170-000777	00170-000779	00170-000779
		ご利用者負担額(1割)	円	円	円	円
		(2割)	円	円	円	円
(3割)		円	円	円	円	
月額レンタル料金	円	円	円	円		



## レント

### パラマウントベッド



- 垂直昇降
- 2 モーター
- 3 モーター
- らくらくモーション (3モーターのみ)
- 樹脂
- 低床
- 非課税

リモコン



2モーター 3モーター

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

### 低床22cm + 垂直昇降方式安心

最低床高は22cm、小柄な方でもかかどがしっかりとゆかにつくように設計しています。ベッドがスイングしながら昇降する方式と異なり、ご利用者がベッドに腰掛けた状態であげさげしても姿勢を保ちやすい方式です。




最高床高  
62cm  
最低床高  
22cm

### ボタンひとつで起きあがりらくらくモーション

背と膝のあげさげを組み合わせることで上体を起こすときの身体のずれと圧迫感をおさえ、より快適に安定した姿勢で起きあがることができます。手元スイッチで簡単に操作できます。

※3モーターのみ



販売品

情報

商品名	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額 (1割)	ご利用者負担額 (2割)	ご利用者負担額 (3割)	月極レンタル料金
2モーター 91cm幅レギュラー	79.5	11-6627-0	00170-001023	円	円	円	円
2モーター 91cm幅ミニ	78	11-6626-0	00170-001023	円	円	円	円
2モーター 83cm幅レギュラー	77.5	11-6625-0	00170-001023	円	円	円	円
2モーター 83cm幅ミニ	76	11-6624-0	00170-001023	円	円	円	円
3モーター 91cm幅レギュラー	80.5	11-6623-0	00170-001020	円	円	円	円
3モーター 91cm幅ミニ	79	11-6622-0	00170-001020	円	円	円	円
3モーター 83cm幅レギュラー	78.5	11-6621-0	00170-001020	円	円	円	円
3モーター 83cm幅ミニ	77	11-6620-0	00170-001020	円	円	円	円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/特殊寝台 介護給付:171003 予防給付:671003/特殊寝台付属品 介護給付:171004 予防給付:671004

ベッド・  
ベッド  
付属品

楽匠S

パラマウントベッド

液晶リモコン 垂直昇降 2モーター 3モーター キューマライン 木製 樹脂木 低床 非課税

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ


移動用  
リフト・  
つり具

		木製ボード		セーフティーラウンドボード(樹脂木目)		
レギュラーサイズ	レギュラーサイズ	91cm幅	83cm幅	91cm幅	83cm幅	
		商品名	商品名	商品名	商品名	
		KQ-9632	KQ-9612	KQ-9631	KQ-9611	
		商品番号	商品番号	商品番号	商品番号	
	11-5736-0	11-5833-0	11-5764-0	11-5832-0		
	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード		
	00170-000513	00170-000513	00170-000517	00170-000517		
	ご利用者負担額 (1割)	円	ご利用者負担額 (1割)	円	ご利用者負担額 (1割)	円
	(2割)	円	(2割)	円	(2割)	円
	(3割)	円	(3割)	円	(3割)	円
	ミニサイズ	商品名	商品名	商品名	商品名	
		KQ-9622	KQ-9602	KQ-9621	KQ-9601	
商品番号		商品番号	商品番号	商品番号		
11-5836-0		11-5830-0	11-5835-0	11-5829-0		
商品コード	商品コード	商品コード	商品コード			
00170-000513	00170-000513	00170-000517	00170-000517			
ご利用者負担額 (1割)	円	ご利用者負担額 (1割)	円	ご利用者負担額 (1割)	円	
(2割)	円	(2割)	円	(2割)	円	
(3割)	円	(3割)	円	(3割)	円	
2モーター	レギュラーサイズ	商品名	商品名	商品名	商品名	
		KQ-9232	KQ-9212	KQ-9231	KQ-9211	
		商品番号	商品番号	商品番号	商品番号	
		11-5815-0	11-5810-0	11-5732-0	11-5809-0	
	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード		
	00170-000515	00170-000515	00170-000519	00170-000519		
	ご利用者負担額 (1割)	円	ご利用者負担額 (1割)	円	ご利用者負担額 (1割)	円
	(2割)	円	(2割)	円	(2割)	円
	(3割)	円	(3割)	円	(3割)	円
	ミニサイズ	商品名	商品名	商品名	商品名	
		KQ-9222	KQ-9202	KQ-9221	KQ-9201	
		商品番号	商品番号	商品番号	商品番号	
11-5813-0		11-5807-0	11-5812-0	11-5806-0		
商品コード	商品コード	商品コード	商品コード			
00170-000515	00170-000515	00170-000519	00170-000519			
ご利用者負担額 (1割)	円	ご利用者負担額 (1割)	円	ご利用者負担額 (1割)	円	
(2割)	円	(2割)	円	(2割)	円	
(3割)	円	(3割)	円	(3割)	円	

楽匠FeeZ

パラマウントベッド

液晶リモコン 垂直昇降 2モーター 3モーター キューマライン 木製 超低床 非課税



2モーター 3モーター

●快適な背上げ機構・らくらくモーション

- ※ 3モーターのみ
- ※ 2モーターは背隆連動切替レバーにより、背隆連動又は背上げのみに切替



商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
2モーター KQ-7733	96	11-6255-0	00170-000892	円	円	円	円
3モーター KQ-7833	97.5	11-6256-0	00170-000893	円	円	円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# ベッド・ベッド付属品

## スイングアーム介助バー

楽匠 Z 楽匠 S 楽匠 FeeZ

パラマウントベッド

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



商品名	商品番号	商品コード
<b>KS-098A</b>	19-6007-1	00170-000898

サイズ：幅 112.1×ボトム面からの高さ 41cm アーム開閉角度± 120° (30°刻み)

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>KS-096A</b>	19-5237-1	00170-000551

サイズ：全幅 110.9×ボトム面からの高さ 39.5cm アーム開閉角度：± 150° (30°刻み)

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円


## サイドレール

楽匠 Z 楽匠 S

パラマウントベッド

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品



商品名/数量	商品番号	商品コード
<b>ベッドサイドレール KS-191Q 1本</b>	19-5653-1	00170-000752

サイズ：全幅 82.7×ボトム面からの高さ 37.5cm

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名/数量	商品番号	商品コード
<b>ベッドサイドレール KS-161Q 1本</b>	19-5236-1	00170-Z00019

サイズ：全幅 96.4×ボトム面からの高さ 37.5cm

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

## 延長マットレス/延長フレーム

パラマウントベッド

延長マットレス

楽匠 Z 楽匠 S

延長フレーム

楽匠 Z



商品名	商品番号	商品コード
<b>91cm幅 KE-551L</b>	12-5698-1	00170-000563

サイズ：幅 91×全長 14×厚さ 8cm

商品名	商品番号	商品コード
<b>83cm幅 KE-553L</b>	12-5696-1	00170-000565

サイズ：幅 83×全長 14×厚さ 8cm

材質/カバー：ポリエステル (抗菌・難燃)、マット：ポリエステル

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>91cm幅 KQ-P72L</b>	19-5728-1	00170-000793

商品名	商品番号	商品コード
<b>83cm幅 KQ-P70L</b>	19-5750-1	00170-000792

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

## ベッドオプション

パラマウントベッド

楽匠 Z 楽匠 S 楽匠 FeeZ

※キャスターを取り付ける場合、  
ベッド本体も課税となります。 楽匠 Z

サイドグリップ KS-030A



KQ-P70C



必要な時に素早く取り外しが可能です。  
また、しっかり固定できます。

ベッドが3cm高くなります。

商品名	商品番号	商品コード
<b>KS-030A</b>	19-6047-1	00170-000897

サイズ：全幅 82.2×ボトム面からの高さ 41cm 重さ 6.8kg

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>キャスター KQ-P70C</b>	19-5688-1	00170-000794

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円


## サイドレール

楽匠 Z 楽匠 S

パラマウントベッド

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品



商品名/数量	商品番号	商品コード
<b>KS-151Q 1本</b>	19-5256-1	00170-000537

サイズ：全幅 59×ボトム面からの高さ 37.5cm

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名/数量	商品番号	商品コード
<b>KS-171Q 1本</b>	19-5257-1	00170-Z00197

サイズ：全幅 96.4×ボトム面からの高さ 43.5cm


ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

## IVポール

楽匠 Z

パラマウントベッド

※ベッドのオプション  
取付穴などに差し  
込んで使用する点滴  
スタンドです。



KQ-P70V  
※楽匠 Z シリーズ  
でヘッドボードに  
取り付けると、IV  
ポールを設置でき  
ます。  
(セーフティラウ  
ンドボード専用)

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

商品名	商品番号	商品コード
<b>IVポール KC-56</b>	19-5153-1	00170-000078

全体サイズ：幅 28.2×奥行 28.2×高さ 104.2～178.7cm 重さ：1.6kg

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>IVポールホルダー KQ-P70V</b>	19-5879-1	00170-000843

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

### キャスターKQ-P68C

レント

パラマウントベッド



※ベッドの高さが5cm低くなります。  
※レントシリーズ専用オプションです。  
※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。

商品名	商品番号	商品コード
KQ-P68C	19-6412-1	00170-001031
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

### オプション脚座セットKQ-P68A

パラマウントベッド



※ベッドの高さが7cm低くなります。  
※レントシリーズ専用オプションです。  
※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。

商品名	商品番号	商品コード
KQ-P68A	19-6411-1	00170-001030
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器


認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### ベッドサイドテーブル KF-1920

パラマウントベッド

ケア優 ラフィオ ミオレットフォーユー 楽匠Z 楽匠S



※ラフィオ超低床仕様ではご使用できません。  
※ Mioレット・フォーユー、楽匠Sと組み合わせる場合、  
ハイトスペーサーが必要です。  
※ Mioレット・フォーユーはキャスター装着時はご使用できません。

商品名	商品番号	商品コード
KF-1920	19-5659-1	00170-000716
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### ベッドサイドテーブル KF-192

パラマウントベッド

ケア優 ラフィオ ミオレットフォーユー 楽匠Z 楽匠S



在庫限定品


※ラフィオ超低床仕様ではご使用できません。  
※ Mioレット・フォーユー、楽匠Sと組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。  
※ Mioレット・フォーユーはキャスター装着時はご使用できません。

商品名	商品番号	商品コード
KF-192	19-0142-1	00170-000233
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

### ベッドサイドテーブル ST-136N LO

フランスベッド

ケア優 ラフィオ ミオレットフォーユー 楽匠Z 楽匠S



※ラフィオ超低床仕様ではご使用できません。  
※ Mioレット・フォーユー、楽匠Sと組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。  
※ Mioレット・フォーユーはキャスター装着時はご使用できません。

商品名	商品番号	商品コード
ST-136N LO	19-5399-1	00200-000410
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# ベッド・ベッド付属品

床ずれ  
防止用具

## オーバーベッドテーブル KF-833LA

ケア優 ラフイオ ミオレット  
フォーユー  
楽匠 Z 楽匠 S

パラマウントベッド



体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり


商品名	商品番号	商品コード
KF-833LA	19-0168-1	00170-000315
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

歩行  
補助杖

## オーバーテーブル (ケア優用) K-135CY

ケア優

シーホネンス



歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

商品名	商品番号	商品コード
K-135CY	19-5345-1	00167-Z00083
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

## テイコブ移乗用介助ベルト AB31

ケア優 ラフイオ ミオレット  
フォーユー  
楽匠 Z 楽匠 S

幸和製作所

安全にベッドからの移乗介助が出来ます。安全に介助者の負担を軽減します。適応胴囲サイズが約60~130cmと小柄な方から大柄な方まで対応できます。保管時に便利な吊り下げ用ストラップ付き。ベルト裏面に滑り止め付き。



販売品


情報

商品名	商品番号	商品コード
AB31	19-5519-1	00030-000142
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

## ベルトセット付リハビリテーブル KF-840BS

ケア優 ラフイオ ミオレット  
フォーユー  
楽匠 Z 楽匠 S

パラマウントベッド



※ラフイオ超低床仕様ではご使用できません。  
※楽匠Sと組み合わせる場合、ハイトスパーサーが必要です。


商品名	商品番号	商品コード
KF-840BS	19-5234-1	00170-000826
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

## オーバーテーブル KQ-060L

楽匠 Z 楽匠 S

パラマウントベッド

※楽匠Zで使用される場合  
ラクリアモーションはお  
使いになれません。




商品名	商品番号	商品コード
KQ-060L	19-0167-1	00170-000374
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

## ケアスライダー (MEMS)

ケア優 ラフイオ ミオレット  
フォーユー  
グリーン  
ケア 楽匠 Z 楽匠 S

モルテン

より安全でスムーズな移乗をサポートします。




商品名/数量	商品番号	商品コード
MEMS	19-1301-1	00054-000033
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金 円

ベッドサプライ

マットレスは、パッドを敷きシーツをかけて使いましょう。

シーツやカバーを使用し、むれにくく清潔な環境をつくりましょう。快適さが増し、床ずれなどの予防にもつながります。また、マットレスやベッドを汗や汚れから守るため、お手入れも楽になります。

こまめに交換できるように予備を用意しておくくと便利です。



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

パイルシーツ

竹虎

※掲載以外の商品も取り扱っております。

介護保険対象外販売品



- 柔らかく肌ざわりのよいパイル素材
- 高い防水性で、ベッドや布団を汚れからしっかりガードします。
- ムシもなく快適です。
- 耐久性もよく、繰返しのお洗濯や乾燥にも丈夫です。

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

カラー	商品番号
黄色	51-5342-1
水色	51-5343-1

サイズ: 幅 150 × 全長 90cm  
材質/綿80%+ポリエステル20% (ポリウレタンラミネート加工)

メーカー希望  
小売価格(税抜)

3,500円



## マットレス

床ずれ  
防止用具

マットレスは寝心地と寝返りのしやすさと体圧分散効果を配慮して選ぶようにしましょう。  
特に寝返りが困難な方や臀部の筋肉に萎縮（臀部が痩せている）がある方の場合、床ずれのリスクが高くなっていますので、注意をして選ぶ必要があります。

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具





介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

やわらかめ

しっかり



## ケアブリーズ


トーヨーソフランテック

グリーン  
ケア 厚さ  
8  
cm



① **選べる寝心地**  
やわらかな寝心地の「やわらか」面と身体がしずみこみにくい「しっかり」面のリバーシブル仕様となっております。お好みに合わせてご使用ください。

② **軽くて通気性が良い**  
ムレにくいウレタンフォームと、通気カバーの組み合わせでいつも快適にご使用いただけます。カバーは取外して丸洗いができ、衛生的です。



※納入時はカバーにロゴマークが付いている面がやわらかめの面です。

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	12-5846-1	00523-000019
サイズ: 幅 90 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	12-5847-1	00523-000019
サイズ: 幅 90 × 全長 181 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5848-1	00523-000019
サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	12-5849-1	00523-000019
サイズ: 幅 83 × 全長 181 × 厚さ 8cm		
材質/カバー: ポリエステル100%、マット: ウレタンフォーム		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## ケアデュオ/ケアデュオ延長マットレス

日本ケアサプライ

お手入れしやすい「防水タイプ」のカバーです。やさしい寝心地で、かつ端座位をとるときも姿勢が安定します。



商品名	商品番号	商品コード
延長マットレス 90cm幅	12-6011-1	00614-000018
サイズ: 幅 90 × 全長 14 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
延長マットレス 83cm幅	12-6012-1	00614-000018
サイズ: 幅 83 × 全長 14 × 厚さ 8cm		
材質/カバー: 表面 ポリエステル、内部 ウレタンフォーム		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円



グリーン  
ケア 厚さ  
8  
cm

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	12-5642-1	00614-000007
サイズ: 幅 90 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	12-5715-1	00614-000007
サイズ: 幅 90 × 全長 181 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 セミロング	12-5755-1	00614-000007
サイズ: 幅 90 × 全長 195 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5643-1	00614-000007
サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	12-5915-1	00614-000007
サイズ: 幅 83 × 全長 181 × 厚さ 8cm		
材質/カバー: 表地 ウレタン合皮、裏地 ウレタンフィルム、マット: ウレタンフォーム		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## ケアさらり

日本ケアサプライ

通気性の良いムレにくいマットレスです。「多層構造」の採用により、寝姿勢を水平に保つための適度な硬さとクッション性を実現。安定した寝姿勢や端座位をサポートします。



グリーン  
ケア 厚さ  
8  
cm

両端は硬く  
立ち上がり  
をサポート



腰部が沈み込みにくい



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5735-1	00614-000006
サイズ: 幅 91 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	12-5737-1	00614-000006
サイズ: 幅 91 × 全長 181 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5736-1	00614-000006
サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
材質/カバー、マット: ポリエステル 抗菌防臭加工、防炎加工のカバー		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# ベッド・ベッド付属品

## ストレッチフィットマットレス 通気

厚さ  
9  
cm

### パラマウントベッド

プロファイル加工を施したウレタンフォームのトップクッションが、身体の突部にかかる圧力を効果的に分散します。



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5874-1	00170-000735
91cm幅 ミニ	12-5875-1	00170-000736

サイズ：幅 91 × 全長 191 (ミニ 180) × 厚さ 9cm

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5876-1	00170-000737
83cm幅 ミニ	12-5877-1	00170-000738

サイズ：幅 83 × 全長 191 (ミニ 180) × 厚さ 9cm

材質：ポリエステル・ウレタンフォーム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

## ストレッチスリムマットレス 通気

厚さ  
7  
cm

### パラマウントベッド

マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。薄型・軽量マットレスで、高い機能性と快適なクッション性を両立しました。



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5866-1	00170-000745
91cm幅 ミニ	12-5867-1	00170-000746

サイズ：幅 91 × 全長 191 (ミニ 180) × 厚さ 7cm

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5868-1	00170-000747
83cm幅 ミニ	12-5869-1	00170-000748

サイズ：幅 83 × 全長 191 (ミニ 180) × 厚さ 7cm

材質：ポリエステル・ウレタンフォーム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

## エバーフィットC3マットレス ドライ

### パラマウントベッド

快適性と利便性を両立させたマットレス。



ソフトフィット面

ハードフィット面



背あげ・膝あげへの追従性を向上させるカーブフィットライン



端座位姿勢を、さらに安定させやすとしたサイドエッジ



材質/ソフトフィット面：ポリエステル 50%、アクリル 30%、ポリウレタン 20%  
ハードフィット面：ポリエステル 70%、ポリウレタン 30%

厚さ  
10  
cm

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-6116-1	00170-001033

サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ミニ	12-6117-1	00170-001034

サイズ：幅 91 × 全長 180 × 厚さ 10cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-6118-1	00170-001035

サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ミニ	12-6119-1	00170-001036

サイズ：幅 83 × 全長 180 × 厚さ 10cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

## エバーフィットマットレス 清拭

厚さ  
10  
cm

### パラマウントベッド

在庫限定品



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5615-1	00170-000389

サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5106-1	00170-000390

サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm

材質/カバー：ポリエステル70%、ポリウレタン30%防水、マット：ウレタンフォーム、ポリエステル繊維

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

## プレグラーマットレス

厚さ  
8  
cm

### パラマウントベッド

在庫限定品



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-0104-1	00170-000159

サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 8cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-0103-1	00170-000142

サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm

材質/カバー：ポリエステル


ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	円 (3割)	円	円

## テルサ 防水タイプ

モルテン



●マットレス内部は3つのインナーマットから構成されており、【やわらか面】と【しっかり面】を部分的に組み合わせ、異なる質感を選ぶことが可能。(部分交換)



材質/マット:ウレタンフォーム・ポリエステル繊維、  
カバー:ウレタン合皮(アウター)・ポリエステル(インナー)

厚さ  
12  
cm

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5952-1	00054-000204

サイズ:幅91×長さ191×厚さ12cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	12-5954-1	00054-000207

サイズ:幅91×長さ180×厚さ12cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5953-1	00054-000203

サイズ:幅83×長さ191×厚さ12cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	12-5955-1	00054-000206


サイズ:幅83×長さ180×厚さ12cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## アルファプラすくっとRe 通気

タイカ

厚さ  
8  
cm



高硬度ウレタンフォームで安定感を確保



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5986-1	00563-000108
91cm幅 ショート	12-5987-1	00563-000109

サイズ:幅91×全長191(ショート180)×厚さ8cm

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5984-1	00563-000106
83cm幅 ショート	12-5985-1	00563-000107

サイズ:幅83×全長191(ショート180)×厚さ8cm

材質/カバー:ポリエステル マット:ポリウレタンフォーム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## ソフィア 防水タイプ

モルテン

厚さ  
10  
cm 重さ  
6.8  
kg

より衛生的に、より快適な眠りに誘う体圧分散式マットレス

- 独自のスリット形状により体を柔らかく支え、寝心地のよさと寝返りのしやすさを両立。
- かたさの異なるリバーシブル(両面)仕様。  
オモテ面(やわらかめ)とウラ面(かため)を好みで使い分け可能。
- 衛生的な環境を保つ防水カバー。



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5607-1	00054-000308

サイズ:幅91×全長191×厚さ10cm マット重さ:6.8kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## アルファプラすくっと通気

タイカ

厚さ  
9  
cm

中央部はソフトな寝心地、両端は硬く立ち上がりをサポートします。

在庫限定品



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5631-1	00563-000021
91cm幅 ショート	12-5632-1	00563-000022

サイズ:幅91×全長191(ショート180)×厚さ9cm

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5629-1	00563-000019
83cm幅 ショート	12-5630-1	00563-000020

サイズ:幅83×全長191(ショート180)×厚さ9cm

材質/カバー:ポリエステル、マット:アルファゲル、ポリウレタンフォーム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## アルファプラすくっと防水

タイカ

厚さ  
9  
cm

在庫限定品

在庫限定品



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	12-5627-1	00563-000024

サイズ:幅91×長さ191×厚さ9cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	12-5625-1	00563-000026

サイズ:幅83×長さ191×厚さ9cm

材質/カバー:(表地)ポリエステル、(裏地)ポリウレタン、マット:アルファゲル、ポリウレタンフォーム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 床ずれ防止用具

床ずれ  
防止用具

## 床ずれってなに？

寝返りが打てないと、同じ場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。また、そこにずれ力が加わるとより発生しやすくなります。

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

### 圧迫

1 細胞は血から栄養をもらっています。



2 血の流れが悪いと栄養がもらえません。




3 とうとう細胞が死んでしまいました。




### ずれ力

1




ハサミと同じ力  
ハサミで紙を切る時と同じ  
ような力がかかります。

2



### 発生しやすい部位



## まずは床ずれになりやすさを調べましょう

OHスケール 次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。

Q1 ベッドの上で自分で寝返りできますか？	A1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・できる 0点</li> <li>・どちらでもない 1.5点</li> <li>・できない 3点</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 点
Q2 お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？ 	A2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・正常 0点</li> <li>・軽度・中等度 1.5点</li> <li>・高度 3点</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 点
Q3 むくみはありますか？	A3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・いいえ 0点</li> <li>・はい 3点</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 点
Q4 関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？	A4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・いいえ 0点</li> <li>・はい 1点</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 点

合計点数は  
何点でしたか？

1点でもついた人は、  
床ずれになりやすい  
人です。また、点数が  
高い人ほど床ずれに  
なりやすい人です。

合計  点

### OHスケールとリスクレベル

合計点数	リスク	床ずれ発症率(目安)	治療期間(目安)
0点	リスクなし・予防	—	—
1~3点	軽度リスク	約25%以下	40日
4~6点	中等度リスク	約26~65%	57日
7~10点	高度リスク	約66%以上	173日

## 使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

合計点数	介護力あり	介護力なし	静止型	ハイブリッド型	圧切替型
0点	布団、ベッドマットレス	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散性能と、安楽性や安定性のバランスに優れています。		
1~3点		体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど		ウレタンフォームとエアを組み合わせたマットレスです。	
4~6点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上)			エアを自動的に出し入れし、圧がかかる場所を移動させるマットレスです。
7~10点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など	コンピューター制御エアマットレス、 ハイブリッド型など			

**<リスク>**

- 予防~軽度
- 軽度~中度
- 中度~リスク保有者
- 軽度~リスク保有者

**<種類>**

- 圧切替型
- 静止型
- ハイブリッド

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知機器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車椅子・車椅子付属品

スロープ


移動用リフト・つり具

介護保険購入対象品

販売品

情報

## 床ずれ対応マットレス一覧表



## よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。

<p>観察ポイント例</p> <p><b>動作</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>背上げの頻度</li> <li>床上移動の仕方</li> <li>起き上がりの仕方</li> <li>移乗の仕方</li> <li>かかとのずれ力</li> </ul>	<p>必要なケア</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○質の高い動作介助</li> <li>○用具の利用</li> </ul>	<p>観察ポイント例</p> <p><b>身体状況・体位</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>こらしゆく 関節拘縮のレベル</li> <li>えんばい 円背のレベル</li> <li>麻痺の箇所</li> <li>側臥位の頻度</li> <li>好意体位の有無</li> </ul>	<p>必要なケア</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○質の高い動作介助</li> <li>○ポジショニング</li> </ul>
---	--	--	--

※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。



# 床ずれ防止用具

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

## ケアリラックス

日本ケアサプライ



厚さ 10 cm 重さ 7~7.6 kg



ケアリラックスは、リハビリ期や少し歩ける方の床ずれ防止に適した安定感のあるウレタンフォームマットレスです。特殊構造により、ベッド背上げ時の苦しさ・ずれを軽減させる新発想のマットレスで、長時間の背上げ体位もリラックスして行えます。

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5400-1	00614-000003

サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm 重さ：7.6kg

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5404-1	00614-000003

サイズ：幅 91 × 全長 181 × 厚さ 10cm 重さ：7.3kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5399-1	00614-000003

サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm 重さ：7kg

材質/外カバー：ポリウレタンラミネート加工布(抗菌・防水) 内カバー：ポリエステルサテン マット：ポリウレタンフォーム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

グリーン  
ケア


予防～軽度

静止型

## アルファプラシ 通気

タイカ

上層と中層に柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームを使用し、さらにアルファゲルを組み合わせることで、床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。



厚さ 10 cm 重さ 6.9~7.6 kg

材質/マット：シリコンゲル、ポリウレタンフォーム  
カバー：ポリエステル

●3層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。



マットレスが押し返すような感覚で、立ち上がりをサポート。

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5606-1	00563-000093

サイズ：幅 91 × 全長 195 × 厚さ 10cm マット重さ：7.6kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5607-1	00563-000091

サイズ：幅 83 × 全長 195 × 厚さ 10cm マット重さ：6.9kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

予防～軽度

静止型

## アルファプラF 通気

軽度～中度

静止型

タイカ



厚さ 13 cm 重さ 9.5~8.7 kg



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5477-1	00563-000067

サイズ：幅 91 × 全長 195 × 厚さ 13cm

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5513-1	00563-000064

サイズ：幅 83 × 全長 195 × 厚さ 13cm

材質/カバー：ポリエステル、マット：シリコンゲル、ポリウレタンフォーム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

## アルファプラF 撥水・防水

軽度～中度

静止型

タイカ



厚さ 13 cm 重さ 8.1~9.5 kg



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5455-1	00563-000059
91cm幅 ショート	13-5457-1	00563-000058

サイズ：幅 91 × 全長 195 (ショート181) × 厚さ 13cm 重さ：9.5kg (ショート8.8kg)

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5454-1	00563-000056
83cm幅 ショート	13-5456-1	00563-000055

サイズ：幅 83 × 全長 195 (ショート181) × 厚さ 13cm 重さ：8.7kg (ショート8.1kg)

材質/マット：アルファゲル、ポリウレタンフォーム、カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円



## エバークラウドマットレス(ドライタイプ)

### パラマウントベッド

体圧分散、ずれ軽減、蒸れ軽減の3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート

材質/エクストラソフト面: ポリエステル50%、アクリル30%、ポリウレタン20%  
ソフト面: ポリエステル70%、ポリウレタン30%  
内カバー: ポリエステル100%  
クッション材: ポリウレタン・ポリエステル


エクストラソフト面 **軽度~中度** **静止型**  
ソフト面 **予防~軽度** **静止型**



厚さ **13cm**  
重さ **9.5~11kg**


### 独自の生地「グライドシート」が 背上げ時にかかるずれ力を軽減

マットレスのクッション材を、独自に開発した「グライドシート」で包むことで、カバーとクッション材とを滑りやすくしています。背上げ時には、カバーを滑らせることで背部や踵部に生ずるずれ力を軽減します。逆に背部は臀部は滑りにくい構造とし、臀部をしっかりと支えて骨盤を起こしやすくすることで、姿勢のくずれを抑えます。




背上げ時に、身体に加わる  
ずれ力の測定

### 新素材「さらフェース」が蒸れを軽減し、床ずれ防止と、快適な就寝環境をサポート



新素材「さらフェース」が水分の侵入を防ぎながら、身体とマットレスの間に発生する水蒸気(蒸れ)をカバー表面で吸収します。吸収した水蒸気は、身体が接触していない部分から放出します。蒸れを軽減することで、床ずれ要因の1つといわれる皮膚湿潤にも配慮、床ずれ防止と快適な就寝環境をサポートします。

### 5層のウレタンフォームが、 優れた体圧分散性を実現



弾力性の異なるウレタンフォームを5層に合わせ、エクストラソフト面では静止型マットレス最高レベルの体圧分散性を発揮します。反対側のソフト面は反発性を高め、体圧分散性と動きやすさを両立しています。利用者様のADLなどの床ずれリスクに応じて使い分けことができます。エクストラソフト面の最上層は非常に柔らかく、体圧分散性の高さに加えて身体への当たりが心地よく優しく感じられるように配慮しています。

商品名	商品番号	商品コード
<b>91cm幅 レギュラー</b>	13-5665-1	00170-000966
サイズ: 幅91×全長191×厚さ13cm マット重さ: 11kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
負担額 (3割) 円	円	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>91cm幅 ミニ</b>	13-5666-1	00170-000967
サイズ: 幅91×全長180×厚さ13cm マット重さ: 10.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
負担額 (3割) 円	円	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>83cm幅 レギュラー</b>	13-5667-1	00170-000968
サイズ: 幅83×全長191×厚さ13cm マット重さ: 10kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
負担額 (3割) 円	円	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>83cm幅 ミニ</b>	13-5668-1	00170-000969
サイズ: 幅83×全長180×厚さ13cm マット重さ: 9.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
負担額 (3割) 円	円	円

## ストレッチグライドマットレス

### パラマウントベッド

マットレスが伸びて、背上げに伴う身体のずれを軽減します。身体の部位に応じた、ウレタンフォーム素材とカットニングの組み合わせにより、優れた体圧分散性能を発揮します。



厚さ **12.5cm**  
重さ **8~9kg**

**軽度~中度** **静止型**

商品名	商品番号	商品コード
<b>[清掃]91cm幅 レギュラー</b>	13-5489-1	00170-000720
<b>[清掃]91cm幅 ミニ</b>	13-5490-1	00170-000721
サイズ: 幅91×全長191 (ミニ180) ×厚さ12.5cm 重さ: 9kg (ミニ8.5kg)		
商品名	商品番号	商品コード
<b>[清掃]83cm幅 レギュラー</b>	13-5491-1	00170-000722
<b>[清掃]83cm幅 ミニ</b>	13-5492-1	00170-000723
サイズ: 幅83×全長191 (ミニ180) ×厚さ12.5cm 重さ: 8.5kg (ミニ8.0kg)		
材質/カバー: ポリエステル、ポリウレタン、マット: ウレタンフォーム・ポリエステル		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
負担額 (3割) 円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>[通気]91cm幅 レギュラー</b>	13-5493-1	00170-000725
<b>[通気]91cm幅 ミニ</b>	13-5494-1	00170-000726
サイズ: 幅91×全長191 (ミニ180) ×厚さ12.5cm 重さ: 9kg (ミニ8kg)		
商品名	商品番号	商品コード
<b>[通気]83cm幅 レギュラー</b>	13-5495-1	00170-000727
<b>[通気]83cm幅 ミニ</b>	13-5496-1	00170-000728
サイズ: 幅83×全長191 (ミニ180) ×厚さ12.5cm 重さ: 8kg		
材質: ポリエステル・ウレタンフォーム		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
負担額 (3割) 円	円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 床ずれ防止用具

床ずれ  
防止用具

## オスカー

モルテン

人の手で行うような優しい自動体位変換機能付き



●自動体位変換機能



厚さ  
17  
cm 重さ  
115~135  
kg

材質/マット:ウレタンフィルム(フィッティング層・底着き  
防止層=高耐久ウレタンフォーム)、カバー:ウレタン合皮  
消費電力:58W、1日約1.5~5.5円

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ステージア

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策



厚さ  
13  
cm 重さ  
10~11  
kg

## キュオラ 通気

テープ



厚さ  
10  
cm 重さ  
7  
kg

軽度~  
リスク保有者 ハイブリッド

●オスカーが備えている8つの特性

体圧分散性能 除圧性能 ずれ力対策 寝心地 座位安定性 むれ対策 ひえ対策 体位変換

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内蔵式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全:心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できるCPRボタン/CPRユニット)  
(安心:リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5466-1	00054-000137

サイズ:幅91×全長193×厚さ17cm マット重さ:13.5kg

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5468-1	00054-000137

サイズ:幅91×全長182×厚さ17cm マット重さ:13kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5465-1	00054-000137

サイズ:幅83×全長193×厚さ17cm マット重さ:12kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	13-5467-1	00054-000137

サイズ:幅83×全長182×厚さ17cm マット重さ:11.5kg

ご利用者負担額	(1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
		円	(3割)	円

軽度~  
リスク保有者 ハイブリッド

●ステージアが備えている7つの特性

体圧分散性能 除圧性能 ずれ力対策 寝心地 座位安定性 むれ対策 ひえ対策

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内蔵式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全:心臓マッサージなど緊急時はリハビリモードで素早い対応が可能)  
(安心:リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5410-1	00054-000115

サイズ:幅91×全長193×厚さ13cm マット重さ:11kg

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5412-1	00054-000115

サイズ:幅91×全長182×厚さ13cm マット重さ:10.5kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5409-1	00054-000115


サイズ:幅83×全長193×厚さ13cm マット重さ:10.0kg

材質/カバー:ウレタン合皮、マット:<マイクロエアセル>ウレタンフィルム  
<フィッティング層・底着き防止層>高耐久ウレタンフォーム

ご利用者負担額	(1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
		円	(3割)	円

軽度~中度 静止型

高い反発弾性により、フォームの跳ね返す力が利用者の動こうとする力をサポートします。



商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5484-1	00206-000077

サイズ:幅90×全長191×厚さ10cm 重さ:7kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5483-1	00206-000077


サイズ:幅83×全長191×厚さ10cm 重さ:6.5kg

材質/マット:1層目:超透気高弾性ウレタンフォーム、2層目:プレスエア(R) (制菌)、3層目:超透気高弾性ウレタンフォーム  
カバー:<上面・側面> ポリエステルドライメッシュ (吸水速乾・制菌・消臭) <下面> ナイロンオックス

ご利用者負担額	(1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
		円	(3割)	円

## ディンプルマットレス

ケーブル



厚さ 12 cm  
重さ 6~6.6 kg

被験者/身長約 155cm、体重約 50kg、BMI 値約 20.8  
測定器/ABW 社製 ERGO CLASSIC



圧縮から変形へ発想を転換したディンプル形状です。  
かかとの骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、  
各部位に最適な体圧分散を実現します。  
沈み込みを抑えた寝姿勢を保持するほか、離床・端座位も安定して行えます。

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5422-1	00206-000070

サイズ:幅90×全長191×厚さ12cm 重さ:6.6kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5435-1	00206-000070

サイズ:幅83×全長191×厚さ12cm 重さ:6kg

材質/カバー:(上面側面)ポリウレタンラミネート加工布、(下面)ナイロンオックス  
マット:(1、2層目面)ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド、3層目)高硬度ウレタンフォーム

ご利用者 負担額	(2割) 円	(3割) 円	月額レンタル料金 円
円	円	円	円

## エアマスターネクサス Rセット

ケーブル



かんたんモード  
体重40~60kgの方  
であれば、ワンタッ  
チで自動に内圧調整  
ができる“かんたん  
モード”を搭載。

厚さ 12 cm  
重さ 8.1~9.1 kg

材質/エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、  
カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・防炎・透湿)  
消費電力:10w、1日約4.8円

軽度~  
リスク保有者 圧切替型

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5516-1	00206-000083

サイズ:幅90×全長191×厚さ12cm マット重さ:9.1kg

ご利用者 負担額	(2割) 円	(3割) 円	月額レンタル料金 円
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	13-5518-1	00206-000085

サイズ:幅90×全長180×厚さ12cm マット重さ:8.5kg

ご利用者 負担額	(2割) 円	(3割) 円	月額レンタル料金 円
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 レギュラー	13-5517-1	00206-000082

サイズ:幅84×全長191×厚さ12cm マット重さ:8.6kg

ご利用者 負担額	(2割) 円	(3割) 円	月額レンタル料金 円
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 ショート	13-5520-1	00206-000084

サイズ:幅84×全長180×厚さ12cm マット重さ:8.1kg

ご利用者 負担額	(2割) 円	(3割) 円	月額レンタル料金 円
円	円	円	円

## ビッグセル インフィニティ/インフィニティプラス

ケーブル

リスクの高い療養者向けのエアマットレスで  
す。センサーがベッドの背上げを自動感知。  
停電対策機能でマット内圧を14日間保持。  
インフィニティプラス専用パッドがエアマッ  
トレス内部のひえを防ぎます。



ビッグセルインフィニティプラス  
●ベッドに直接設置可能



身体の部位に合わせ保持力  
の異なるセルを配置し、頭  
部から踵部まで全身の体圧  
分散を行う厚み15cmの  
完全独立エアセル。  
頭側挙上時の自動対応、停電  
対策などの安全性を強化

厚さ 17 cm  
重さ 8~9.6 kg

消費電力:(インフィニティ)12W、1日約6.9円、  
(インフィニティプラス)40W、1日約27.4円(専用パッド部含)

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5445-1	00206-000074
90cm幅 ショート	13-5453-1	00206-000074

サイズ:幅90×全長191(ショート180)×厚さ17cm マット重さ:8.6k(g ショート8.2kg)

商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 レギュラー	13-5446-1	00206-000074
84cm幅 ショート	13-5476-1	00206-000074

サイズ:幅84×全長191(ショート180)×厚さ17cm マット重さ:8.3kg(ショート8.0kg)

ご利用者 負担額	(2割) 円	(3割) 円	月額レンタル料金 円
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
プラス 90cm幅 レギュラー	13-5471-1	00206-000076
プラス 90cm幅 ショート	13-5473-1	00206-000076

サイズ:幅90×全長191(ショート180)×厚さ17(足元のみ18)cm マット重さ:9.6kg(ショート9.2kg)

商品名	商品番号	商品コード
プラス 84cm幅 レギュラー	13-5472-1	00206-000076
プラス 84cm幅 ショート	13-5474-1	00206-000076

サイズ:幅84×全長191(ショート180)×厚さ17(足元のみ18)cm マット重さ:9.3kg(ショート9.0kg)

ご利用者 負担額	(2割) 円	(3割) 円	月額レンタル料金 円
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
プラス 90cm幅 レギュラー	13-5471-1	00206-000076
プラス 90cm幅 ショート	13-5473-1	00206-000076

サイズ:幅90×全長191(ショート180)×厚さ17(足元のみ18)cm マット重さ:9.6kg(ショート9.2kg)

ご利用者 負担額	(2割) 円	(3割) 円	月額レンタル料金 円
円	円	円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

# 体位変換器

床ずれ  
防止用具

## 1 体位変換器とは

体位変換器（介護保険法第7条第17項の規定）空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除きます。

解釈通知（老企第34号通知）貸与告示第6項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変換を容易に行うことができるものをいいます。ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれます。

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## 2 体位変換器の必要性

2時間以上寝返りがうてないと、皮膚の虚血性変化（血液の流れが悪くなり、皮膚に変化がおきる）が起こるといわれ、これが床ずれ（褥瘡）の要因の一つです。

用具を使用しない体位変換は、ご利用者に痛みが発生する危険性があり、また介助者の腰痛リスクも高まります。体位変換器は介護者本人の安全な生活だけでなく、介助者の介護負担軽減の効果も期待できます。

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

## 3 体位変換器を使う時は

日常的に自力での体位変換が負担になる場合が多い要介護2～5に認定された方がレンタル可能です。例外的に、要介護1以下でも、ケアマネジャー、かかりつけ医に必要と判断された場合のみレンタルできます。その際には「理由書」が必要となります。

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

### ラグーナ

ケーブル



#### ●スモールチェンジで床ずれを防止

スモールチェンジ機能は、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムです。ラグーナはご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、「安心」、「安楽」な環境を提供します。



15分毎に小さな体位変換を繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。

非課税 厚さ 13.5cm 重さ 7.8~8.6kg

商品名	商品番号	商品コード
900タイプ レギュラー	14-5603-0	00206-000103

サイズ：幅90×全長192×厚さ13.5cm マット重さ：8.6kg

●材質/カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・透湿・制菌・伸縮・防炎）

商品名	商品番号	商品コード
900タイプ ショート	14-5605-0	00206-000105

サイズ：幅90×全長180×厚さ13.5cm マット重さ：8.2kg

●材質/カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・透湿・制菌・伸縮・防炎）

商品名	商品番号	商品コード
840タイプ レギュラー	14-5602-0	00206-000102

サイズ：幅84×全長192×厚さ13.5cm マット重さ：8.2kg

●材質/カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・透湿・制菌・伸縮・防炎）

商品名	商品番号	商品コード
840タイプ ショート	14-5604-0	00206-000104

サイズ：幅84×全長180×厚さ13.5cm マット重さ：7.8kg

●材質/カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・透湿・制菌・伸縮・防炎）

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

## セロリアタイプ まくら型・セロリBタイプ スネーク型

材質/カバー:綿、ポリエステル クッション材:オレフィン系エラストマー  
※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

### モルテン

高耐久・快適性・衛生的 体位変換器

- 持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができ、体位変換した姿勢をそのまま保持することも可能。
- 心地よい触感で、むれにくい、特殊なクッションビーズ素材。●変形やへたりがなく、耐久性に優れ、丸洗いも可能。

#### セロリアタイプ まくら型



#### 【体位保持例】



#### 【体位変換例】



#### セロリBタイプ スネーク型



#### 【体位保持例】



#### 【体位変換例】



商品名	商品番号	商品コード
セロリアタイプ (MTYA)	14-5505-1	00054-000112
サイズ:幅68×奥行32cm 重さ:2.4kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
セロリBタイプ (MTYB)	14-5506-1	00054-000113
サイズ:幅141×奥行23cm 重さ:3.1kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## ウェルピーHC

### タイカ

持ち手を使って少ない力で体位変換することができます。  
従来品よりも耐久性が高くへたりにくくなりました。



#### ●内材

特殊加工のウレタンチップを採用。  
身体にフィットしてやさしく支えます。  
耐久性もアップし、へたりにくくなりました。

(材質)  
中身:ウレタンフォーム・ナイロン  
生地:ポリエステル100%

※地域によっては介護保険を適用できない場合もあります。


#### ジャンボタイプ




#### ウェーブタイプ




#### スティックタイプ(大)




#### スティックタイプ(小)




#### ブーメランタイプ(大)



#### ブーメランタイプ(小)



#### ピロータイプ



#### ミニ



商品名	商品番号	商品コード
ジャンボタイプ	14-5587-1	00563-000073
サイズ:幅73×長さ73cm 重さ:2.4kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
ウェーブタイプ	14-5588-1	00563-000076
サイズ:幅75×長さ65cm 重さ:1.1kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
ブーメランタイプ(大)	14-5589-1	00563-000074
サイズ:幅50×長さ90cm 重さ:1.3kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
ブーメランタイプ(小)	14-5590-1	00563-000075
サイズ:幅44×長さ74cm 重さ:0.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
スティックタイプ(大)	14-5591-1	00563-000077
サイズ:幅20×長さ60cm 重さ:0.45kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
スティックタイプ(小)	14-5592-1	00563-000078
サイズ:幅20×長さ40cm 重さ:0.3kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
ピロータイプ	14-5593-1	00563-000080
サイズ:幅30×長さ80cm 重さ:0.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
ミニ	14-5594-1	00563-000079
サイズ:幅30×長さ50cm 重さ:0.4kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 認知症老人徘徊感知機器

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品



販売品

情報


## 家族コール2 ポケットタイプ

テクノスジャパン

**Aポケットタイプ** ベッドからの離床をポケット受信器で報知します。  
ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。



**Bポケットタイプ** ベッドからの起き上がりをポケット受信器で報知します。  
上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。



**Cポケットタイプ** 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。  
センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。



商品名	商品番号	商品コード
<b>Aポケットタイプ</b>	01-0246-1	00318-000058
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>Bポケットタイプ</b>	01-0239-1	00318-000059
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>Cポケットタイプ自在クランプ</b>	01-0247-1	00318-000060
商品名	商品番号	商品コード
<b>Cポケットタイプ固定スタンド</b>	01-0248-1	00318-000060
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

## 家族コール2 Dタイプ (HK-2D) Dポケットタイプ (HKP-2D)

テクノスジャパン

**Dタイプ** ドアや窓からの徘徊をメロディチャイム10で報知します。



商品名	商品番号	商品コード
<b>Dタイプ</b>	01-0381-1	00318-000081
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

- 貼付式で取付が簡単です。
- 便利な「一時停止機能」付き

**Dポケットタイプ** ドアや窓からの徘徊をポケット受信器で報知します。




商品名	商品番号	商品コード
<b>Dポケットタイプ</b>	01-0382-1	00318-000082
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

## 家族コール2

テクノスジャパン


**Aタイプ** ベッドからの離床をメロディチャイム10で報知します。

ベッドサイドや出入り口にも手軽に設置ができるマットタイプのセンサーです。




**Bタイプ** ベッドからの起き上がりをメロディチャイム10で報知します。

上体の下に敷くシートタイプのセンサーです。



**Cタイプ** 赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知します。

センサーが目立たないので便利。設置場所によってさまざまな使い方ができます。



商品名	商品番号	商品コード
<b>Aタイプ</b>	01-0221-1	00318-000055
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>Bタイプ</b>	01-0222-1	00318-000056
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>Cタイプ自在クランプ</b>	01-0223-1	00318-000057
商品名	商品番号	商品コード
<b>Cタイプ固定スタンド</b>	01-0224-1	00318-000057
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## 無線中継器

テクノスジャパン

電波が届きにくい場合など電波到達距離を約 80 ~ 100m(見通し) 延長します。



商品名	商品番号	商品コード
<b>無線中継器</b>	01-0302-1	00318-000086
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ


移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

さまざまな生活シーンに対応する、「福祉用具」をご用意しております。




手すりは、手や腕を乗せたり握ったりすることで、体重を支えてバランスを確保するためのものです。立ち上がりや歩行時はもちろん、寝返りや座位の保持、姿勢の変換など、生活のあらゆる場面で使用します。手すりを選ぶ際には、握り方や力のかけ方(押す／引く)などを十分に検討し、ご利用者の状態に合ったものを選びましょう。

## 屋外

### 短い距離の歩行



### 家屋周辺の段差解消



### 大きな段差の昇り降り



車椅子用電動昇降機  
(移動用リフトのページをご参照下さい。)

#### <設置場所>

- 屋外
- 屋内
- 玄関
- 浴室
- トイレ

#### <使用目的>

- 段差解消
- 歩行
- 立ち座り
- 移乗
- 座位保持
- 立位保持

## 玄関

### あがりかまちでの昇り降り



+



+



## リビング

### リビングでの歩行



### ソファでの立ち座り



### 椅子の立ち座り



### 歩行支援



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり


## 廊下

### 段差解消



エコ段差スロープN  
(スロープのページをご参照下さい。)

### 廊下での歩行



## キッチン

### 立位保持・昇降支援



歩行  
補助杖

歩行器

## 寝室

### 布団での離床



### ベッドでの離床



スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

## 浴室

### 浴槽での立ち座り



バスリフト  
EWB01RR  
(移動用リフトのページをご参照下さい。)

## 洗面所

### 洗面所での立位保持



## トイレ

### トイレでの立ち座り



洋式トイレ用スライド手すり  
(ステンレス)



販売品

情報

# 手すり

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品


販売品

情報

## バディーI

モルテン


突っ張ることで高い安全性と生活動作を広げる垂直型手すり



バディーI 十字型

	十字型ストッパー 梁をしっかりとつかまえる安定感抜群の標準ストッパー。設置場所に制限がない場合に。
	I型ストッパー 壁際に寄せて設置する場合に。必ず梁のある場所へ設置してください。
	丸型ストッパー (旧型) 天井の隅(角)に寄せて設置する場合に。
	小型丸型ストッパー トイレなど狭い場所の天井で使うときの専用ストッパーです。
	丸型ストッパー (新型) 部屋の隅に設置する場合に。必ず梁のある場所へ設置してください。

屋内 歩行 立ち座り 立位保持





商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーI</b>	27-6323-1	00054-000054
手すり部直径: 3.65cm 重さ: 7.5kg (旧型) 7.1kg (新型)		
商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーIタイプ</b>	27-6423-1	00054-000054
対応天井高さ: 1.6~2.2m 手すり部直径: 3.65cm 重さ: 6.5kg		
商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーI I型</b>	27-6562-1	00054-000054
手すり部直径: 3.65cm 重さ: 7.1kg (旧型) 6.6kg (新型)		
商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーIタイプ I型</b>	27-6564-1	00054-000054
対応天井高さ: 1.6~2.2m 手すり部直径: 3.65cm 重さ: 6.1kg		
商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーI 丸型</b>	27-6561-1	00054-000054
手すり部直径: 3.65cm 重さ: 6.8kg (旧型) 5.7kg (新型)		
商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーIタイプ 丸型</b>	27-6563-1	00054-000054
対応天井高さ: 1.6~2.2m 手すり部直径: 3.65cm 重さ: 5.8kg		
商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーI 小型丸型</b>	27-6600-1	00054-000054
手すり部直径: 3.65cm 重さ: 6.4kg		
商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーIタイプ 小型丸型</b>	27-6601-1	00054-000054
対応天井高さ: 1.6~2.2m 手すり部直径: 3.65cm 重さ: 5.2kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
月額レンタル料金	円	円

## サイドバー

モルテン

立ち座りや寝返りをサポート



ソファでの立ち座り

商品名	商品番号	商品コード
<b>サイドバー</b>	27-6325-1	00054-000055
サイズ: 幅26×高さ19.5cm 重さ: 0.65kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
月額レンタル料金	円	円

## 丸型サイドバー

モルテン

手すりがしっかり握れない人の立ち座りをサポート



必ずバディーIの下部に丸型ストッパーを使用してください。ただし新型の場合は不要です。



布団での離床

商品名	商品番号	商品コード
<b>丸型サイドバー</b>	27-6364-1	00054-000064
サイズ: 幅15×高さ28cm 重さ: 1.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
月額レンタル料金	円	円

## 立位保持パッド

モルテン

もたれかかることで立ち姿勢をサポート



洗面所での立位保持

商品名	商品番号	商品コード
<b>立位保持パッド</b>	27-6384-1	00054-000067
サイズ: 長さ50cm 重さ: 0.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
月額レンタル料金	円	円

## 丸型ストッパー

モルテン

カーペットや畳など滑りやすい床の対策



商品名	商品番号	商品コード
<b>丸型ストッパー</b>	27-6347-1	00054-000061
サイズ: 直径25cm 重さ: 0.7kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
月額レンタル料金	円	円

## L型サイドバー

モルテン

玄関での立ち座りや段差の昇り降りをサポート



【L型サイドバー90】

【L型サイドバー45】

必ずバディーⅠの下部に丸型ストッパーを使用してください。ただし新型の場合は不要です。

- 【L型サイドバー90】は段差の小さいあがりかまち(10cm以下)に、  
【L型サイドバー45】は段差の大きいあがりかまち(10~36cm)に最適。



商品名	商品番号	商品コード
<b>L型サイドバー90</b>	27-6365-1	00054-000065
サイズ:全長76×全高75cm 直径:3.5cm 重さ:3.1kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>L型サイドバー45</b>	27-6366-1	00054-000066
サイズ:全長76×全高100cm 直径3.5cm 重さ:3.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

## クロスバー

モルテン

廊下など長い距離の歩行をサポート

- 何本つないでも、段差のない連結(高さが同一)が可能。



商品名	商品番号	商品コード
<b>固定式 60cm</b>	27-6410-1	00054-000338
<b>固定式 90cm</b>	27-6411-1	00054-000339
直径:3.5cm		
商品名	商品番号	商品コード
<b>固定式 1.2m</b>	27-6344-1	00054-000340
<b>固定式 1.6m</b>	27-6345-1	00054-000341
<b>固定式 2.0m</b>	27-6346-1	00054-000342
直径:3.5cm		

商品名	商品番号	商品コード
<b>跳ね上げ式 60cm</b>	27-6407-1	00054-000332
<b>跳ね上げ式 90cm</b>	27-6408-1	00054-000333
直径:3.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>跳ね上げ式 1.2m</b>	27-6326-1	00054-000334
<b>跳ね上げ式 1.6m</b>	27-6343-1	00054-000335
<b>跳ね上げ式 2.0m</b>	27-6327-1	00054-000336
直径:3.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

手すり


歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

## バディーⅡ (床用・座位用)

モルテン



床用

座位用

屋内 立ち座り

在庫限定品

商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーⅡ (床用)</b>	27-6324-1	00054-000056
サイズ:全長70×全幅65×高さ40~56cm(無段階調整可能) 重さ:11kg		
商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーⅡ (座位用)</b>	27-6341-1	00054-000057
サイズ:全長70×全幅65×高さ55~78cm(無段階調整可能) 重さ:11.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

## クロスバー取り付けブラケット

モルテン

【設置条件】※安全上、連結できない組み合わせもあります。設置前に必ずご確認ください。



- 警告** クロスバーの跳ね上げ式を使用する場合は、ロック部(跳ね上げ割)がルーツ側になるように設置してください。また、ルーツ同士を連結する場合には、クロスバーの跳ね上げ式を使用しないでください。
- 警告** 下記の組み合わせは手すりが不安定になるなど安全上の理由から使用できません。  
①ルーツセンタータイプまたはスモールタイプが複数設置される場合②中央にルーツセンタータイプまたはルーツスモールタイプが設置される場合

商品名	商品番号	商品コード
<b>クロスバー取り付けブラケット</b>	27-6870-1	00054-000228
サイズ:幅5.5×高さ12×長さ13.5cm 重さ:0.2kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

## バディーⅣ

モルテン

立った姿勢の保持や立ち座り動作をサポート



立位保持

昇降支援

屋内 立ち座り

立位保持

在庫限定品

商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーⅣ</b>	27-6367-1	00054-000068
サイズ:全長70×全幅60×高さ70~80cm(無段階調整可能) 重さ:15.2kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

## バディーⅤ

モルテン

廊下や室内での歩く動作をサポート

※2台を組み合わせ(直線型・L字型)使用することも可能。

在庫限定品



歩行支援

屋内 歩行

商品名	商品番号	商品コード
<b>バディーⅤ 1.8m</b>	27-6368-1	00054-000343
サイズ:手すり長さ1.8m×手すり高さ70~80cm(無段階調整可能) 重さ:26.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
<b>バディーⅤ 1.4m</b>	27-6369-1	00054-000344
サイズ:手すり長さ1.4m×手すり高さ70~80cm(無段階調整可能) 重さ:26.0kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

販売品

情報

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ベスポジ-e 基本セット

DIPPERホクメイ



工具不要。ロックストッパーがワンタッチになりました。

商品名	商品番号	商品コード
基本セット丸型	27-6847-1	00254-000052

手すり部直径：4.5cm 天井ベース直径：20cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円


商品名	商品番号	商品コード
基本セットT型	27-6846-1	00254-000051

手すり部直径：4.5cm 天井ベース直径：幅60×奥行12cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## ベスポジ-e ウェーブ型 手すり

DIPPERホクメイ



商品名	商品番号	商品コード
ウェーブ型手すり	27-6924-1	00254-000130

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## ベスポジ-e 円型 手すり


DIPPERホクメイ



商品名	商品番号	商品コード
円型手すり	27-6925-1	00254-000131

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

基本セット 屋内 歩行 立ち座り 移乗 座位保持 立位保持  
基本セット 耐水 屋外 歩行 立位保持



下部ベースを耐水ベースに交換することで、屋外での使用も可能となります。

商品名	商品番号	商品コード
基本セット丸型 耐水	27-6845-1	00254-000053

手すり部直径：4.5cm 天井ベース直径：20cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円


商品名	商品番号	商品コード
基本セットT型 耐水	27-6844-1	00254-000066

手すり部直径：4.5cm 天井ベース直径：幅60×奥行12cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## ベスポジ-e ウェーブ型 手すりロング

DIPPERホクメイ




商品名	商品番号	商品コード
ウェーブ型手すりロング	27-6927-1	00254-000133

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## ベスポジ-e 角型 手すり

DIPPERホクメイ



※手すりをオフセットさせたり横位置にして使用できます。

商品名	商品番号	商品コード
角型手すり	27-6926-1	00254-000132

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## ベスポジ-e システム木手すり

### DIPPERホクメイ




サイズ	商品番号	商品コード
固定セット 60cm	27-6931-1	00254-000113
固定セット 90cm	27-6932-1	00254-000062
固定セット 120cm	27-6933-1	00254-000117

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

サイズ	商品番号	商品コード
曲げセット 60cm	27-6934-1	00254-000114
曲げセット 90cm	27-6935-1	00254-000063
曲げセット 120cm	27-6936-1	00254-000118

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円



サイズ	商品番号	商品コード
跳ね上げセット 60cm	27-6937-1	00254-000115
跳ね上げセット 90cm	27-6938-1	00254-000064
跳ね上げセット 120cm	27-6939-1	00254-000119

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

サイズ	商品番号	商品コード
取り外しセット 60cm	27-6940-1	00254-000116
取り外しセット 90cm	27-6941-1	00254-000065
取り外しセット 120cm	27-6942-1	00254-000120

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

床ずれ  
防止用具


体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## ベスポジ-e システム伸縮手すり 固定セット/曲げセット

### DIPPERホクメイ



商品名	商品番号	商品コード
固定セット 60~90cm	27-6970-1	00254-000169

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

商品名	商品番号	商品コード
固定セット 90~120cm	27-6971-1	00254-000170

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

商品名	商品番号	商品コード
曲げセット 60~90cm	27-6972-1	00254-000171

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

商品名	商品番号	商品コード
曲げセット 90~120cm	27-6973-1	00254-000172

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## ベスポジ-e プッシュ手すり/肘置き手すり/膝当て手すり

### DIPPERホクメイ



商品名	商品番号	商品コード
プッシュ手すり	27-6923-1	00254-000129

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

商品名	商品番号	商品コード
肘置き手すり	27-6922-1	00254-000128


ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

商品名	商品番号	商品コード
膝当て手すり	27-6921-1	00254-000127

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## レール手すり

### DIPPERホクメイ



商品名	商品番号	商品コード
レール手すり	27-7208-1	00254-000342

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円



商品名	商品番号	商品コード
レール手すり	27-7208-1	00254-000342

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

重さ  
3.4  
kg

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## 玄関アーム レギュラー

### DIPPERホクメイ



ベストポジションバーに追加することで玄関用として使用いただけます。高い位置を支持出来る為、安定した姿勢で昇降動作をサポート出来ます。

商品名	商品番号	商品コード
玄関アーム レギュラー	27-6671-1	00254-000159

対応段差: 0~40cm (無段階) 手すり部直径: 3.5cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

# 手すり

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## たよれール BZ-N01(N)

マツ六

にぎり手直径3.2cm  
高さは2cm間隔  
5段階調整

使用例



屋内 立ち座り  
座位保持

起き上がり、立ち上がりを安全にサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
BZ-N01(N)	27-6525-1	01265-000054
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## たよれール BZ-N02(N)

マツ六

にぎり手直径3.2cm  
高さは2cm間隔  
5段階調整

使用例



屋内 立ち座り  
座位保持

起き上がり、立ち上がりを安全にサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
BZ-N02(N)	27-6526-1	01265-000055
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## たよれール BZ-N03(N)

マツ六

にぎり手直径3.2cm  
高さは2cm間隔  
5段階調整

使用例



屋内 立ち座り  
座位保持

起き上がり、立ち上がりを安全にサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
BZ-N03(N)	27-6527-1	01265-000056
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## たよれール BZ-N04(N)

マツ六

にぎり手直径3.2cm  
高さは2cm間隔  
5段階調整

使用例



屋内 歩行  
座位保持 立ち座り

起き上がり、立ち上がりを安全にサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
BZ-N04(N)	27-6666-1	01265-000087
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## たよれールアーム

マツ六株式会社

重量 0.4kg BZO-10(N)  
重量 0.3kg BZO-01

BZO-10(N)

・丁番タイプで後付可能  
・床からベッドフレームの下端の高さ  
4.3~37cmまで対応

使用例



BZO-01

・スライドタイプで後付可能  
・床からベッドフレームの下端の高さ  
4.6~28.6cmまで対応

使用例




商品名	商品番号	商品コード
BZO-01	27-6528-1	01265-000176
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円
商品名	商品番号	商品コード
BZO-10(N)	27-6675-1	01265-000131
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## たよれールアップ BZO-12

マツ六

重量 約0.58kg



商品名	商品番号	商品コード
BZO-12	27-6975-1	01265-000175
サイズ: 幅 28.27 × 奥行 6.5 × 高さ 18.2cm 重量: 586g		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## ルーツ センタータイプ

モルテン

屋内 立ち座り  
立位保持



ベッドや布団での離床や立ち座り、立ち姿勢など、さまざまな生体動作をサポート。

商品名	商品番号	商品コード
センタータイプ(絞リグリップ)	27-6524-1	00054-000117
サイズ: ベース: 幅50×長さ60cm 手すり部: 幅33×高さ70/75/80cm 重さ: 12.9kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

## ルーツ サイドタイプ

モルテン

屋内 立ち座り  
立位保持



置くだけで高い安全性と生体動作を広げる床置き型手すり

商品名	商品番号	商品コード
サイドタイプ(絞リグリップ)	27-6523-1	00054-000116
サイズ: ベース: 幅50×長さ105cm 手すり部: 幅33×高さ70/75/80cm 重さ: 21.6kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器


認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## ルーツ コーナタイプ

モルテン

屋内 移乗



ベッドや布団での離床、ポータブルトイレなどへの移乗をサポート。

商品名	商品番号	商品コード
コーナタイプ(絞リグリップ)	27-6559-1	00054-000132
サイズ: ベース: 幅50×長さ105cm 手すり部: 幅34×奥行31×高さ70/75/80cm 重さ: 23.6kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

## ルーツ ロングタイプ

モルテン

屋内 歩行



短い距離の歩行をサポート。

商品名	商品番号	商品コード
ロングタイプ(絞リグリップ)	27-6560-1	00054-000133
サイズ: ベース: 幅50×長さ105cm 手すり部: 幅81×高さ70/75/80cm 重さ: 18.7kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

## ルーツ スモールタイプ

モルテン

トイレ 立ち座り



手すり  
60・65・70



立ち上がりしやすい  
手すり位置



トイレで立つ・座るの動作  
簡単な清掃で  
常に衛生的

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート

商品名	商品番号	商品コード
スモールタイプ(片手すり仕様)	27-6801-1	00054-000216
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円
商品名	商品番号	商品コード
スモールタイプ(両手すり仕様)	27-6832-1	00054-000217
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## たちあつぷ

矢崎化工



ベッドととまるくん  
商品番号：  
27-6339-1

ベッドととまるくん  
(L字型)  
商品番号：  
27-6477-1



⚠️ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CKA-01-1	11.9	27-6698-1	00055-000119	円	円	円	円
CKA-02-1	15.7	27-6699-1	00055-000120	円	円	円	円
CKA-03	15.4	27-6331-1	00055-000073	円	円	円	円
CKA-04	16	27-6332-1	00055-000074	円	円	円	円
ベッドととまるくん CKA-CA	-	27-6339-1	00055-000210	円	円	円	円
ベッドととまるくん L字型	-	27-6477-1	00055-000211	円	円	円	円

## あがりかまち用たちあつぷ ステップ台無し



矢崎化工

⚠️ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

あがりかまちに置くだけで手すりが完成します。

玄関 歩行

※片手すりもあります。



商品名	商品番号	商品コード
両手すり CKE-01-1	27-6538-1	00055-000109
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
(3割)	円	円
月額レンタル料金	円	円

商品名	商品番号	商品コード
両手すり CKE-03	27-6497-1	00055-000107
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
(3割)	円	円
月額レンタル料金	円	円

商品名	商品番号	商品コード
片手すり CKE-02-1	27-6539-1	00055-000110
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
(3割)	円	円
月額レンタル料金	円	円

商品名	商品番号	商品コード
片手すり CKE-04	27-6536-1	00055-000108
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
(3割)	円	円
月額レンタル料金	円	円

## あがりかまち用たちあつぷミニ スライドベース無

矢崎化工

玄関 歩行

⚠️ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

振り手直径  
3.2cm



あがりかま치의段差昇降をサポート。ベースが小さいので集合住宅の玄関にも対応いたします。


商品名	商品番号	商品コード
両手すり CKG-03	27-6713-1	00055-000125
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
(3割)	円	円
月額レンタル料金	円	円

商品名	商品番号	商品コード
片手すり CKG-04	27-6714-1	00055-000126
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
(3割)	円	円
月額レンタル料金	円	円

## かいじょくん CKA-K

矢崎化工

重さ  
1.4  
kg




ベッドサイドでの立ち上がり補助、移乗補助、座位の保持用の手すりとして使用します。

「かいじょくん」は、「たちあつぷ」に取付けて使用します。

商品名	商品番号	商品コード
CKA-K	27-6768-1	00055-000145
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
(3割)	円	円
月額レンタル料金	円	円

## たちあっぷ540

矢崎化工



握り手直径	対応するあがりかまちの高さ
3.4cm	3~18cm

玄関 歩行



しっかり握ることができる  
ディンプルパイプ



掃出し窓での昇降支援に

⚠ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

錆に強く耐久性のよいステンレス製です。

商品名	商品番号	商品コード
両手すり CKH-01	27-6656-1	00055-000127
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
片手すり CKH-02	27-6657-1	00055-000128
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額	円 (3割)	円 円

床ずれ  
防止用具


体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## アットグリップ AT-C-930/AT-C-930T

アロン化成



屋外 屋内 玄関 段差解消 歩行 立ち座り 立位保持



45cmの段差まで対応可能です。



左右に45度ずつ首振りできますので  
使いやすい場所に設置できます。

住宅改修するしかなかった屋外用手すりに対して、設置の簡単な「据え置き式」で対応できます。

商品名	商品番号	商品コード
両手すり(AT-C-930T)	27-6824-1	00221-000501
幅 80×奥行 163×高さ 75・80・85 cm 重さ: 約48kg		
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
片手すり(AT-C-930)	27-6808-1	00221-000500
幅 80×奥行 163×高さ 75・80・85 cm 重さ: 約39kg		
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額	円 (3割)	円 円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## アットグリップ AT-C-630T/AT-C-630

アロン化成



屋外 屋内 玄関

歩行 立ち座り 立位保持 段差解消

住宅改修するしかなかった屋外用手すりに対して、「据え置き式」で対応。

商品名	商品番号	商品コード
両手すり(AT-C-630T)	27-6967-1	00221-000545
幅80×奥行132×高さ 75・80・85 cm 重さ: 約47kg		
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
片手すり(AT-C-630)	27-6966-1	00221-000544
幅80×奥行132×高さ 75・80・85 cm 重さ: 約39kg		
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額	円 (3割)	円 円

## アットグリップ AT-C-240T/AT-C-240

アロン化成



屋外 屋内 玄関

歩行 立ち座り 立位保持 段差解消

住宅改修するしかなかった屋外用手すりに対して、「据え置き式」で対応。

商品名	商品番号	商品コード
両手すり AT-C-240T	27-6965-1	00221-000543
幅80×奥行45×高さ 75・80・85 cm 重さ: 約22kg		
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額	円 (3割)	円 円
商品名	商品番号	商品コード
片手すり AT-C-240	27-6964-1	00221-000542
幅80×奥行45×高さ 75・80・85 cm 重さ: 約19kg		
ご利用者 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
負担額	円 (3割)	円 円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## 折りたたみ可能な面手すり スタンディ

パナソニックエイジフリー

最上用手すりは、樹脂カバーで滑りにくく冬場も冷たくない仕様

安心して身体を預けられる幅 42.5cm



平面部が簡単に折りたたむためのレバー



- 面手すりと棒手すりの両方を備えることで、立ち上がりや、立ったままの動作が不安定な方をサポートします。
- 折りたたみ可能な省スペース設計のため、活用場が広がり、低い上がり框の立ち座りや歩き出しをサポートします。
- 布団での起き上がり、立ち上がり、ベッドでの起き上がり、立ち上りをサポートします。

重さ  
22.5  
kg



面だから安心して身体をあずけることができ、立ちやすい

安心して、歩き出しやすい

商品名	商品番号	商品コード
スタンディ(PN-L80401C)	27-6957-1	00980-000315
サイズ：幅 63 × 奥行 78 × 高さ 70 ~ 85cm 最大使用者体重：100kg 重さ：22.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	円 (3割)	円
		円
		円
		円

## 室内用自在手すりツイندی

パナソニックエイジフリー

屋内 立ち座り 移乗 立位保持



⚠ 予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

左右の手すりが独立して角度調整（60度～300度まで30度ピッチ）できる、1台2役の床置手すりです。症状や環境にあわせて様々なシーンに対応可能です。

商品名	商品番号	商品コード
室内用自在手すりツイندی	27-6686-1	00980-000203
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	円 (3割)	円
		円
		円

## アームサポート手すりメンディ

パナソニックエイジフリー

屋内 立ち座り 移乗 座位保持 立位保持



床からの立ち上がり



ベッド周りでの移乗

ベッドまわりでの立位保持（下衣着脱など）



脚力・バランス力が衰えると、このようなベッドグリップでの立位保持は困難になりますが



面に体重をのせることで、脚への負担を大きく減らせます。

ソファでの座位保持・立ち上がり



ソファはやわらかく、座位保持しにくかったり、プッシュアップしづらいですが



面に前腕をつくことで、座位保持も立ち上がりも安定しやすくなります。

商品名	商品番号	商品コード
メンディ	27-6794-1	00980-000258
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	円 (3割)	円
		円
		円

## ルーツ スモールタイプ

モルテン



トイレ 立ち座り



立ち上がりしやすい  
手すり位置



トイレで立つ・座るの動作  
簡単な清掃で  
常に衛生的

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート

商品名	商品番号	商品コード
スモールタイプ(片手すり仕様)	27-6801-1	00054-000216
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円	(3割) 円
月額レンタル料金	円	円
商品名	商品番号	商品コード
スモールタイプ(両手すり仕様)	27-6832-1	00054-000217
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円	(3割) 円
月額レンタル料金	円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## 洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)

パナソニックエイジフリー

トイレ 立ち座り 移乗 座位保持



脚部が出ていないので、トイレにスムーズに近づくことができます。後方にスライドさせたひじ掛けが残るので安心安全に移乗できます。ひじ掛けが後方にスライドするので、移乗動作を妨げません。

商品名	商品番号	商品コード
洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)	27-6633-1	00980-000191
サイズ:幅65×奥行45cm ひじ掛け高さ:58~74cm(9段階)		
ひじ掛け長さ:33cm		
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円	(3割) 円
月額レンタル料金	円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品


スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## 安寿洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2

アロン化成


トイレ 立ち座り 移乗 座位保持



取り付け可能な洋式便器

(A) 寸法が14cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。

(A) は床から20cmの高さの便器の最大幅



商品名	商品番号	商品コード
木製ひじ掛けタイプ	27-6625-1	00221-000450
サイズ:幅66×奥行55cm ひじ掛け高さ:55~70cm ひじ掛け長さ:40cm		
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円	(3割) 円
月額レンタル料金	円	円

商品名	商品番号	商品コード
プラスチック製ひじ掛けタイプ	27-6626-1	00221-000451
サイズ:幅66×奥行55cm ひじ掛け高さ:55~70cm ひじ掛け長さ:40.5cm		
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円	(3割) 円
月額レンタル料金	円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 歩行補助杖

## 歩行補助杖の種類

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」

多脚杖



サイドウォーカー

ロフトランド杖

C字型

T字型

オフセットL型



※本カタログには  
掲載はございません。

介護保険貸与**対象**

介護保険貸与**対象外**

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

## 杖の役割・使い方

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」



### 1 免荷

杖に体重を預けることで、足にかかる負担を減らすことができます。

歩行器

### 2 バランスの補助

両足+杖を使用することで、体を支える面積が増え、バランスがとりやすくなります。



支持面積

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

### 3 歩行のリズム

歩行が不安定になると「イチ」「ニ」「イチ」「ニ」という二拍子のリズムで歩くことが難しくなります。そこで杖を使って、「イチ」「ニ」「サン」の三拍子のリズムでゆっくりと歩くことで、安定した歩行をサポートします。

二拍子のリズム

イチ♪ ニ♪  
患側の足 健側の足

三拍子のリズム


イチ♪ ニ♪ サン♪  
杖 患側の足 健側の足

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



イチ♪ 杖を持ち上げて前に出す

ニ♪ 患側の左足を前に出す

サン♪ 右足を前に出す

力を抜いて自然に立ちます。杖をしっかり握り、地面に対して真下に押し使用します。杖を使用することで足を出すリズムが **イチ♪** (杖)、**ニ♪**、**サン♪** の三拍子になります。

グリップの握り方



### カーボン四点可動式スモールタイプ

非課税 重さ 440g

島製作所



支柱が前後に可動し路面に接地しやすい為、屋外や坂道などでも使用可能です。左右両用。

商品名	商品番号	商品コード
74MC-3(カーボン柄グレー)	24-5510-0	00576-000033
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

### オールカーボンオッドケイン四点式

非課税 重さ 約400g

島製作所



超軽量400gの4点杖です。最低高60.5cmで、身長の高い方にも対応します。

商品名	商品番号	商品コード
格子BR	24-5467-0	00576-000031
花柄NB	24-5473-0	00576-000031
カーボン柄NB	24-5477-0	00576-000031
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### 四点前後可動・固定式2ウェイステッキ

非課税 重さ 470g

ユーバ産業



斜めに杖をついても前後に可動するので、地面に密着しながらより安定した歩行ができます。切り替えレバーで固定にすれば四点杖として使用可能。

商品名	商品番号	商品コード
TW-0128(すずらん)	24-5629-0	01096-000055
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

### テトラ・ケイン

非課税 重さ S:440g M:460g

田辺プレス



右・左の切替えができて、にぎりやすいオリジナルグリップ。左右両用

商品名	商品番号	商品コード
テトラ・ケイン(青墨)S	24-5449-0	01105-000001
テトラ・ケイン(青墨)M	24-5450-0	01105-000028
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

材質:(杖) マグネシウム合金(石突きキャップ・グリップ) イラストマー

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### ロフトランドクラッチ CMS-60L

非課税 重さ 575g

松永製作所




左右の切り替えができて、高さ調節も可能です。

商品名	商品番号	商品コード
黒	24-5646-0	00066-000194
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

### サイドウォーカー MRB-02031

非課税 重さ 1750g

ミキ



立ち上がりの支持や歩行バランスを保ち、体をしっかりサポート。歩行訓練にも。

商品名	商品番号	商品コード
MRB-02031	24-5304-0	00122-000118
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

折りたたみ時: 全幅41.5~44×奥行7×全高78~90.5cm

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



## 歩行器の使い方

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

固定型

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

屋内

- ① グリップをつかみます。
- ② 歩行器を持ち上げます。
- ③ 歩行器を前方に降ろします。
- ④ 足を前に進めます。



交互式

屋内


- ① グリップを握ります。
- ② 左アームを前に出します。
- ③ 右足を前に出します。
- ④ 左足を前に出します。
- ⑤ 右アームを前に出します。
- ⑥ 左足を前に出します。
- ⑦ 右足を前に出します。



②～⑦を繰り返します。

屋内

- ① 歩行器を前に出します。
- ② 真上から体重をかけるとストッパーが作動します。
- ③ 体を前方に移動します。



キャスター付き

## 歩行車

### 馬蹄型歩行器

歩行器を握るのではなく、腕や脇をかけて体を支えながら歩くことができます


屋内



### 四輪歩行器

グリップが握りやすく、休憩しながら歩くことができます

屋外



## エール

### 日本ケアサプライ

安全・便利な機能をそえたグリーンケアオリジナル歩行器

グリーン  
ケア  
折り  
たたみ  
重量  
6.8  
kg  
屋内 屋外  
エールS  
重量  
7.3  
kg  
エールM

**エールS**  
ボルドー



**エールM**  
シャルドネ



## エールSの 3つの 特徴

- ① かるやか
- ② あんしん
- ③ べんり



商品名	商品番号	商品コード
<b>エールS (ボルドー)</b>	23-6174-1	00614-000019
折りたたみ時: 幅 52.3 × 奥行 41.3 × 高さ 89 キャスター: 約 8 インチ		
重さ: 6.8kg 袋サイズ: 幅 30 × 奥行 20 × 高さ 16cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

商品名	商品番号	商品コード
<b>エールM (シャルドネ)</b>	23-6175-1	00614-000020
折りたたみ時: 幅 58.3 × 奥行 40.6 × 高さ 97.7 キャスター: 約 8 インチ		
重さ: 7.3kg 袋サイズ: 幅 30 × 奥行 20 × 高さ 16cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## ハッピーミニ

竹虎



軽量・コンパクトタイプの歩行器です。

商品名	商品番号	商品コード
<b>ハッピーミニ(パープルメタリック)</b>	23-5748-1	00110-000103
<b>ハッピーミニ(ミルクティーベージュ)</b>	23-5747-1	00110-000103
折りたたみ時: 幅 50 × 奥行 39.5 × 高さ 85 ~ 93cm キャスター: 約 7 インチ		
カゴサイズ: 幅 33 × 奥行 19 × 高さ 10cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

## ハッピーII

竹虎



シンプルかつ安全性が高い、スタンダードタイプの歩行器です。

商品名	商品番号	商品コード
<b>ハッピーII(ブルー)</b>	23-5514-1	00110-000095
折りたたみ時: 幅 55.5 × 奥行 43.5 × 高さ 93 ~ 102cm キャスター: 約 7 インチ		
カゴサイズ: 幅 36 × 奥行 22 × 高さ 13cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 歩行器

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## リトルターン

アロン化成



商品名	商品番号	商品コード
ロータイプ	23-5967-1	00221-000457

折りたたみ時:幅26×奥行65×高さ67~74.5cm 袋サイズ:幅30×奥行16.5×高さ28cm キャスター:約8インチ

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
ハイタイプ	23-5966-1	00221-000456

折りたたみ時:幅26×奥行65×高さ74~86cm 袋サイズ:幅30×奥行16.5×高さ28cm キャスター:約8インチ

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## ショッピングターン

アロン化成 ※「かご」はセットではありません。



商品名	商品番号	商品コード
ショッピングターン	23-6077-0	00221-000507

折りたたみ時:幅28×奥行73×高さ72.5cm キャスター:約8インチ

袋サイズ:幅34×奥行18.5×高さ26cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## トライリンク

アロン化成



大きく使えて、小さくしまえる。

商品名	商品番号	商品コード
トライリンク	23-6062-0	00221-000467

折りたたみ時:幅22×奥行61.5×高さ76~86cm キャスター:約8インチ

袋サイズ(約):幅33×奥行15×高さ25cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## ヘルシーワン ライト

ウィズワン



軽量でコンパクト。ハンドルの切り替えは2段式(直進、左右30度)。

商品名	商品番号	商品コード
ターコイズブルー	23-5932-1	00063-000031

折りたたみ時:幅21×奥行30×高さ83cm キャスター:直径14.5cm

袋サイズ:(前袋)幅29×奥行2×高さ29cm、(後袋)幅28.5×奥行9×高さ28cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## シンフォニーSP

島製作所



片方のブレーキで両側のブレーキを制御出来ます。

商品名	商品番号	商品コード
CLブラウン	52-0159-1	00576-000014

商品名	商品番号	商品コード
格子紺	52-0414-1	00576-000014

折りたたみ時:幅50×奥行28.5×高さ86.5cm 袋サイズ:幅30.5×奥行14.5×高さ26cm キャスター:直径約14.5cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## シンフォニーSPスリム

島製作所



横幅が小さいスリムな歩行器。狭い場所も小回りがきき、操作しやすい。

商品名	商品番号	商品コード
シンフォニーSPスリム(花柄紺)	23-6344-1	00576-000039

折りたたみ時:幅48×奥行33×高さ69cm キャスター:約6インチ

袋サイズ:幅27×奥行15×高さ28cm(外寸)

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

### ミケーレ

幸和製作所



軽量コンパクト設計。座面に合皮を使用したクラシカルなデザインの歩行器です。段差越えを楽にできるティッピング機能付き。

商品名	商品番号	商品コード
WAG01(ネイビー)	23-6235-1	00030-000175
折りたたみ時: 幅 23.5 × 奥行 64.5 × 高さ 79cm キャスター: 前輪 約 7.8 インチ 後輪 約 5.1 インチ		
袋サイズ: 幅 33 × 奥行 14 × 高さ 22cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

### テイコブリトル HS05

幸和製作所



ハンドル高さが65cmから調整可能。身長が低い方も使いやすい歩行器です。

商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトル(チェックブルー)	23-5738-1	00030-000099
折りたたみ時: 幅 52 × 奥行 40 × 高さ 73cm キャスター: 前輪 約 7 インチ、後輪 約 6 インチ		
袋サイズ: 幅 32 × 奥行 12 × 高さ 26cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### テイコブリトルハイ HS05H

幸和製作所



軽量でコンパクト。幅広い高さ調節のできる歩行器です。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトルハイ(チェックブラウン)	23-5836-1	00030-000143
折りたたみ時: 幅 52 × 奥行 37 × 高さ 81.5cm キャスター: 6 インチ		
袋サイズ: 幅 32 × 奥行 16 × 高さ 33cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

### テイコブリトルハイII WAW15

幸和製作所



軽量でコンパクト。幅広い高さ調節のできる歩行車です。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトルハイII(チェックブラック)	23-6145-1	00030-000173
折りたたみ時: 幅 52 × 奥行 37 × 高さ 81.5cm キャスター: 約 6 インチ		
袋サイズ: 幅 32 × 奥行 16 × 高さ 33cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### テイコブリトルスリム WAW04

幸和製作所



小回りが利き、軽さが魅力のスリム設計。※歩行時は座面を上げてご使用ください。

商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトルスリム(ネイビー)	23-6001-1	00030-000163
折りたたみ時: 幅 47 × 奥行 35 × 高さ 72cm キャスター: 6 インチ		
袋サイズ: 幅 30 × 奥行 12 × 高さ 34cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

### テイコブリトルボンベ WAW06

幸和製作所



酸素療法したまま外出ができる歩行車

商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトルボンベ	23-6028-1	00030-000165
折りたたみ時: 幅 52 × 奥行 42.5 × 高さ 81.5cm 袋サイズ: 幅 26 × 奥行 14.5 × 高さ 50cm 重さ: 5.6kg キャスター: 直径 15cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 歩行器

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## テイコブリトルホーム

幸和製作所



商品名	商品番号	商品コード
テイコブリトルホーム	23-6063-1	00030-000166
折りたたみ時: 幅 47 × 奥行 41 × 高さ 74.5cm キャスター: 約 6 インチ		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## 歩行車friend

ウェルパートナース



商品名	商品番号	商品コード
グレーメタリック	23-6075-0	01009-000025
折りたたみ時: 幅 51 × 奥行 47 × 高さ 780~980cm キャスター: 前輪 8 インチ・後輪 7 インチ		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## コンパルリハモ/リハモ

ナブテスコ



体幹が不安定で前腕支持が必要な方に最適です。

商品名	商品番号	商品コード
コンパルリハモリッチクリーム	23-5996-0	00025-000024
折りたたみ時: 幅 54.5 × 奥行 40 × 高さ 85cm キャスター: 8 インチ		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円
商品名	商品番号	商品コード
リハモリッチクリーム	23-6052-0	00025-000025
折りたたみ時: 幅 54 × 奥行 40 × 高さ 85cm キャスター: 8 インチ		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## コンパル

ナブテスコ



転倒につながる急加速時に抑速ブレーキが作動し、速度が上がりすぎのを抑えます。ブレーキ力を3段階で設定できます。

商品名	商品番号	商品コード
シャンパンゴールド	23-5885-0	00025-000022
折りたたみ時: 幅 26 × 奥行 70.5 × 高さ 78~100cm キャスター: 約 8 インチ		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## ウォーカー スローダウンブレーキ付

ラックヘルスケア



商品名	商品番号	商品コード
ウォーカーS	23-5529-0	00245-000131
折りたたみ時: 幅 55 × 奥行 25 × 高さ 71cm キャスター: 約 8 インチ		
カゴサイズ: 幅 30 × 奥行 21.5 × 高さ 16.5 cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円
商品名	商品番号	商品コード
ウォーカーM	23-5530-0	00245-000132
折りたたみ時: 幅 61.5 × 奥行 25 × 高さ 75cm キャスター: 約 8 インチ		
カゴサイズ: 幅 38 × 奥行 31.5 × 高さ 29 cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

## ラビット歩行補助車WA-3


ウェルパートナース



商品名	商品番号	商品コード
WA-3	23-5681-0	01009-000003
折りたたみ時: 幅 51 × 奥行 47 × 高さ 95cm キャスター: 直径 18cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 (3割) 円

### 室内専用歩行車 レッツゴー/レッツゴー ミニ

竹虎



商品名	商品番号	商品コード
レッツゴー	23-5690-1	00110-000098
レッツゴーミニ	23-5993-1	00110-000106
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

### 歩行器アルコーキューブC

星光医療器製作所



後輪はグリップに荷重をかけるとストッパーがかかるセルフブレーキキャスターを採用しています。

商品名	商品番号	商品コード
歩行器アルコーキューブC	23-5696-0	00125-000023
キャスター:前輪 15cm、後輪 5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### アルコー1S型

星光医療器製作所



簡単に折りたためる馬蹄型コンパクト歩行車。

商品名	商品番号	商品コード
アルコー1S型	23-5527-0	00125-000011
折りたたみ時:全幅 22×奥行 57×全高 104cm キャスター:直径 11cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

### アルコー1S-C型

星光医療器製作所



握力の弱い方でも簡単に片手でブレーキ操作が行えます。

商品名	商品番号	商品コード
アルコー1S-C型	23-5983-0	00125-000051
折りたたみ時:全幅 22×奥行 62×全高 104~120cm キャスター:直径 10cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

### アルコースリム

星光医療器製作所



前腕支持型とグリップ型の2通りの使い方ができるので、利用者の身体状況に合わせて使用できます

複雑な住環境や狭い廊下などでも小回りが利き楽に使えます。

商品名	商品番号	商品コード
アルコースリム	23-6359-0	00125-000072
キャスター:前輪約 4インチ 後輪約 4インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

### 歩行車アルコーSK

星光医療器製作所



ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。歩行速度の調整が行える抵抗器付です。

商品名	商品番号	商品コード
アルコーSK	23-5806-0	00125-000040
キャスター:直径 10cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 歩行器

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## アルコー1G-T型

星光医療器製作所

ひじずれ落ち防止パッド



非課税 折りたたみ 重さ 13.6 kg

狭い場所でも移動しやすいコンパクトタイプ。抵抗器付により歩行速度が調整可能です。

商品名	商品番号	商品コード
アルコー1G-T型	23-5534-0	00125-000021
折りたたみ時：幅 22×奥行 57×高さ 87.5～107.5 cm キャスター：約 4 インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
月額レンタル料金	円	円

## アルコーDX(デラックス)

星光医療器製作所



非課税 折りたたみ 重さ 11.8 kg

ベッド下部に脚部が入り、歩行器を手前に寄せて立ち座りができます。

商品名	商品番号	商品コード
アルコーDX	23-0613-0	00125-000007
折りたたみ時：幅 22×奥行 65×高さ 86.5～122.5 cm キャスター：4 インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
月額レンタル料金	円	円

## 歩行器アルコーCH型

星光医療器製作所



非課税 折りたたみ 重さ 9.5 kg

小柄な方や円背の方におすすめです。キャスターチェンジ機能付きです。(安定性に優れた固定状態⇔小回りがきく自在状態) (前輪：自在、後輪：自在/固定切り替え)

商品名	商品番号	商品コード
歩行器アルコーCH型	23-5699-0	00125-000035
キャスター：直径 10cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
月額レンタル料金	円	円

## 室内用歩行車 トレウォークスリム

日進医療器

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行車です。



非課税 折りたたみ 重さ 12.1 kg

※握りハンドルを除く (トレウォーク用握りハンドル)



トレウォークスリムに装着することで、歩行がより安定します。

商品名	商品番号	商品コード
トレウォークスリム	23-5782-0	00175-000283
キャスター：前輪約 6 インチ、後輪約 4 インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
月額レンタル料金	円	円
商品名	商品番号	商品コード
トレウォーク用握りハンドル	23-6239-1	00175-Z00013
幅 24 ×奥行 12 ×高さ 24cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
月額レンタル料金	円	円

## フラティア

カワムラサイクル



非課税 折りたたみ 重さ 11.4 kg

センシング技術を搭載したハイクラスの歩行車

スムーズに歩ける快適さ  
坂道歩行の不安を解消することで、去りかけがより高くなります。



商品名	商品番号	商品コード
フラティア	23-6159-0	00160-000247
折りたたみ時：幅 37 ×奥行 70 ×高さ 80cm キャスター：約 8 インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	(3割)	円
月額レンタル料金	円	円



## MgウォーカーII型

田辺プレス




脚部が太く、大きく、安定した構造です。1cm刻みで高さ調節ができます。

商品名	商品番号	商品コード
<b>Sサイズ</b>	23-5846-0	01105-000011
折りたたみ時: 幅 49 × 奥行約 10 × 高さ 63.5cm 重さ: 1.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
月額レンタル料金		円
商品名	商品番号	商品コード
<b>Mサイズ</b>	23-5845-0	01105-000030
折りたたみ時: 幅 57.5 × 奥行約 9 × 高さ 70cm 重さ: 1.9kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
月額レンタル料金		円

## Mgウォーカー

田辺プレス



軽さが最大の魅力の歩行器です。

商品名	商品番号	商品コード
<b>Sサイズ</b>	23-5757-0	01105-000003
折りたたみ時: 幅 48.5 × 奥行約 13 × 高さ 63.5~78.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
月額レンタル料金		円
商品名	商品番号	商品コード
<b>Mサイズ</b>	23-5753-0	01105-000002
折りたたみ時: 幅 57 × 奥行約 10 × 高さ 70~85cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
月額レンタル料金		円

## スライドフィット ハイタイプ

ユーバ産業



幅4段階調節式で、ご使用者の体格や、廊下・お部屋に合ったサイズに調節ができます。

商品名	商品番号	商品コード
<b>スタンダード H-0188</b>	23-5768-0	01096-000005
折りたたみ時: 幅 52 × 奥行 13 × 高さ 66cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
月額レンタル料金		円

## スライドフィット ハイタイプ

ユーバ産業




幅4段階調節式で、ご使用者の体格や、廊下・お部屋に合ったサイズに調節ができます。

商品名	商品番号	商品コード
<b>3インチスタンド H-0193S</b>	23-5770-0	01096-000026
折りたたみ時: 幅 60.5 × 奥行 11.5 × 高さ 76cm キャスター: 3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
月額レンタル料金		円

## Rec01コンパクト

イース



軽量でコンパクト。幅広い高さ調節のできる歩行器。

商品名	商品番号	商品コード
<b>Rec01コンパクト</b>	23-6129-0	01600-000002
座面部: 幅 32 × 奥行 19cm 座面高さ: 35 × 50cm 最大荷重: 100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
月額レンタル料金		円

## 立ち上がり歩行器 C2021W

アクションジャパン



在庫限定品

いすやトイレでの離着席を、二段式グリップがしっかり応援します。特に負荷のかけやすい脚連結部を二重構造にしています。

商品名	商品番号	商品コード
<b>C2021W</b>	23-5574-0	00428-000021
折りたたみ時: 幅 58 × 奥行 12 × 高さ 78~91cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
月額レンタル料金		円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 歩行器

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## セーフティーアームウォーカー

### イーストアイ

基本の固定型。持ち上げる動作を繰り返すことで手のリハビリにもなります。



単位：cm

※セーフティーアームウォーカーは、②：スタンダードタイプ、①：ハイタイプ、⑤：ミニタイプ、③：SSタイプの4サイズより選択できます。

屋内 屋外

屋内 屋外

屋内 屋外

屋内 屋外


非課税 折りたたみ  
重さ 2.8kg (スタンダード)  
重さ 3.0kg (ハイ)  
重さ 2.7kg (ミニ)  
重さ 2.5kg (SS)

商品名	商品番号	商品コード
<b>スタンダードタイプ</b>	23-5516-0	00465-000036
折りたたみ時：幅56×奥行11×高さ68cm 重さ：2.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>ハイタイプ</b>	23-5761-0	00465-000099
折りたたみ時：幅58×奥行11×高さ77cm 重さ：3.0kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>ミニタイプ</b>	23-5506-0	00465-000037
折りたたみ時：幅54×奥行10×高さ60.5cm 重さ：2.7kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>SSタイプ</b>	23-5742-0	00465-000043
折りたたみ時：幅45.5×奥行10.5×高さ60cm 重さ：2.5kg ※室内専用です。		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

## セーフティーアームウォーカー Cタイプ

### イーストアイ

前輪は1方向に固定。少しずつゆっくりと歩行・方向転換をサポートします。



単位：cm

※セーフティーアームウォーカーCタイプは、②：スタンダードタイプ、①：ハイタイプ、⑤：ミニタイプ、③：SSタイプの4サイズより選択できます。




非課税 折りたたみ  
重さ 3.1kg (スタンダード)  
重さ 3.3kg (ハイ)  
重さ 2.9kg (ミニ)  
重さ 2.7kg (SS)

商品名	商品番号	商品コード
<b>スタンダードタイプ</b>	23-5552-0	00465-000025
折りたたみ時：幅60×奥行11×高さ73.5cm 重さ：3.1kg キャスター：3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>ハイタイプ</b>	23-5925-0	00465-000047
折りたたみ時：幅61×奥行11×高さ82.5cm 重さ：3.3kg キャスター：3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>ミニタイプ</b>	23-5507-0	00465-000040
折りたたみ時：幅57×奥行10×高さ66cm 重さ：2.9kg キャスター：3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>SSタイプ</b>	23-5743-0	00465-000044
折りたたみ時：幅49×奥行10.5×高さ65.5cm 重さ：2.7kg キャスター：3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

## セーフティーアームウォーカー Mタイプ

### イーストアイ

前輪スイングキャスターは小回りがきき、スムーズな歩行をサポートします。



単位：cm

※セーフティーアームウォーカーMタイプは、②：スタンダードタイプ、①：ハイタイプ、⑤：ミニタイプ、③：SSタイプの4サイズより選択できます。


非課税 折りたたみ  
重さ 3.5kg (スタンダード)  
重さ 3.7kg (ハイ)  
重さ 3.3kg (ミニ)  
重さ 3.1kg (SS)

商品名	商品番号	商品コード
<b>スタンダードタイプ</b>	23-5542-0	00465-000039
折りたたみ時：幅63×奥行11×高さ76.5cm 重さ：3.5kg キャスター：3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>ハイタイプ</b>	23-5832-0	00465-000048
折りたたみ時：幅64.5×奥行12×高さ85cm 重さ：3.7kg キャスター：3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>ミニタイプ</b>	23-5508-0	00465-000041
折りたたみ時：幅61×奥行10×高さ68cm 重さ：3.3kg キャスター：3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円
商品名	商品番号	商品コード
<b>SSタイプ</b>	23-5744-0	00465-000045
折りたたみ時：幅52×奥行12.5×高さ68cm 重さ：3.1kg キャスター：3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

## セーフティーアームウォーカー Gタイプ

### イーストアイ

溝にはまりにくい幅広キャスター。6輪タイヤで安定した歩行をサポートします。



単位: cm ※セーフティーアームウォーカーGタイプは、㊲:スタンダードタイプ、  
㊱:ハイタイプ、㊳:ミニタイプの3サイズより選択できます。

非課税 折りたたみ 重量 4.8kg 5.0kg 4.5kg  
屋内 屋外 スタンダード ハイ ミニ

商品名	商品番号	商品コード
<b>スタンダードタイプ</b>	23-5551-0	00465-000038
折りたたみ時:幅64×奥行13.5×高さ82.5cm 重量:4.8kg キャスター:4インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>ハイタイプ</b>	23-5930-0	00465-000046
折りたたみ時:幅66×奥行13.5×高さ91.5cm 重量:5kg キャスター:4インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>ミニタイプ</b>	23-5505-0	00465-000027
折りたたみ時:幅62×奥行13.5×高さ75cm 重量:4.5kg キャスター:4インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

床ずれ  
防止用具


体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## セーフティーアームウォーカー Lタイプ

### イーストアイ



※セーフティーアームウォーカーLタイプは、㊲:スタンダードタイプ、  
㊱:ハイタイプ、㊳:ミニタイプの3サイズより選択できます。

非課税 折りたたみ 重量 3.8kg 4.0kg 3.7kg  
屋内 屋外 スタンダード ハイ ミニ

スイングキャスターなので方向転換もスムーズです。

商品名	商品番号	商品コード
<b>スタンダードタイプ</b>	23-5751-0	00465-000017
折りたたみ時:幅66×奥行11×高さ82.5cm 重量:3.8kg キャスター:前輪5インチ、後輪3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>ハイタイプ</b>	23-5931-0	00465-000100
折りたたみ時:幅67.5×奥行12×高さ91.5cm 重量:4.0kg キャスター:前輪5インチ、後輪3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>ミニタイプ</b>	23-5752-0	00465-000054
折りたたみ時:幅64×奥行11×高さ74.5cm 重量:3.7kg キャスター:前輪5インチ、後輪3インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## セーフティーアームUタイプウォーカー

### イーストアイ



前腕保持歩行器。軽く、薄型に折りたたみ可。ハンドルブレーキ付き。

商品名	商品番号	商品コード
<b>大型アームレストタイプ</b>	23-5907-0	00465-000056
折りたたみ時:幅68×奥行20×高さ96cm 重量:7.4kg 前輪7インチ、後輪5インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円



センターパッド仕様  
使用例



センターパッド  
取り付け時

非課税 折りたたみ 重量 8.4kg  
屋内 屋外

センターパッドをつけると上肢保持歩行器として使用できます。

商品名	商品番号	商品コード
<b>大型アームレストタイプ(センターパッド仕様)</b>	23-5909-0	00465-000105
重量:8.4kg 前輪7インチ、後輪5インチ		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

※折りたたむ場合はセンターパッドを取り外してください。  
※センターパッドを取り付けた場合、本体は課税対象商品となります。

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



## チェックポイント

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

### 目的



- 車いすでどこにいきたい？
- 屋内で使う？屋外で使う？
- どのくらいの時間使用する？

### 状態像



- 身体との適合は？
- 心理的な適合は？
- 予算などの社会的適合は？

### 環境適合



- 部屋の広さ、行動範囲は？
- 通路の幅は十分ですか？
- 段差や階段はありますか？

## 動かし方で選ぶ

ご自分の両腕で動かせる方におすすめ



ケアフィットウイング(自走)



ケアフィットプラス(自走)



キックロール



スキット5

ご自分の片手、片足で動かせる方におすすめ



ケアフィットウイング(自走)



ネクストコア・アジャスト(自走)



キックロール



イージーフィット(自走)

介助で移動される方におすすめ



ケアフィットウイング(介助)



ケアフィットプラス(介助)



ケアアジャスト(介助)



イージーフィット(介助)

狭い室内で使用される方におすすめ



キックロール



ネクストコア



スキット5

車いすを介助する方の力が弱い方におすすめ



ハイパワー型 アシストホイール



アシストホイールライト

## 座ったときの姿勢で選ぶ

円背の方におすすめ

(※1 介助で移動される方には介助用もご準備しております。)



ケアフィットウイング(※1)



ケアフィットプラス(※1)



オアシスポジティブ

座位姿勢のバランス維持にサポートが必要な方におすすめ

(※1 介助で移動される方には介助用もご準備しております。)



ケアフィットウイング(※1)



ネクストコア・アジャスト(※1)



イージーフィット(自走用)

体幹だけではなく頭のサポートまで必要で様々な休息姿勢をとりたい方におすすめ



ぴったりフィットくるーん



オアシスポジティブ



TRC-2



TRC-3DX

## ベッドへの移乗方法で選ぶ

立って移乗ができる方におすすめ



ケアフィットプラス



ふわりす



BAL-1



RX-1 Lo

座ったままなら移乗できる方におすすめ



ケアフィットウイング



ネクストコア・マルチ(自走用)



BAL3



イージーフィット(自走用)

ご自分で姿勢を変えられない方におすすめ



ぴったりフィットくるーん



オアシスポジティブ



TRC-2



TRC-3DX

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

## 車いすの機能と名称

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

### 背シート

背張り  
調節



ご利用者の体の状態に合わせて背シートの張りが調節できます。

リクライニング



背シートが後方に倒れます。

### 介助用ブレーキレバー

介助用  
ブレーキレバー



介助用のブレーキレバーが付いています。

### ハンドリム

### ティッピングレバー

### タイヤ（後輪）

ノーパンク  
タイヤ



空気圧の低下や、空気漏れの心配がありません。

### キャスター（前輪）

ショックレス  
キャスター



屋外などの凸凹のある道でも振動が伝わりにくいキャスターです。

### ハンドグリップ

グリップ  
高さ調節



介助者の手の位置に合わせてグリップの高さを調節できます。

### アームサポート（ひじ当て）

ひじ当て  
ウイング



ひじ当てがはね上がり、移乗に便利です。

ひじ当て  
高さ調節



ご利用者の体に合わせてひじ当ての高さが調整できます。

### 座シート

クッション



長時間座っていても疲れにくく、床ずれ防止効果もあります。

### レッグサポート

### フットサポート

ティルト



座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れます。

シート  
ベルト



車いすからずり落ちないように体を固定します。

スイング  
アウト



フット・レッグサポートが外方折りたたみ式で、移乗や片足歩行の時に便利です。

## 重さの色分け

軽

重さ 0.00 kg 13kg 未満

普通

重さ 0.00 kg 13kg~18kg 以上 未満

重

重さ 0.00 kg 18kg 以上

## 車いすの機能

### 自走用車いす

- 自分で操作する
- 後輪が大きい
- ハンドリムがある



### 介助用車いす

- 介助者が操作してくれる
- 後輪が小さい
- コンパクト



### ティルト式車いす

- 座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れる車いす
- 頭部までサポート
- 安定した座位姿勢を保つ



### リクライニング式車いす

- 背シートが後方に倒れる車いす
- 頭部までサポート
- ストレッチャーとして使用



### ティルト・リクライニング式車いす

- 両方の機能を備えています

# ケアフィットウイング

CARE FIT WING

自走と介助



床ずれ  
 防止用具

体位  
 変換器

認知症  
 老人徘徊  
 感知機器

手すり

歩行  
 補助杖

歩行器

車椅子・  
 車椅子  
 付属品

スロープ

移動用  
 リフト・  
 つり具

介護保険  
 購入  
 対象品

販売品

情報

## 1 さらにフィット

胸椎・腰椎サポート  
 ベルトで、心地よく  
 体幹を保持!



## 2 しっかりケア

ワンフィットベルト  
 1本で、お好みの  
 座り心地を!!



## 3 より快適に

アームサポート高さ  
 調整・クッション  
 のセパレート調整  
 でより快適に!!





# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ケアフィットウイング (自走)

ミキ



**ケアフィットウイング**  
CARE FIT WING

重さ  
16  
kg



ウイング

スイング  
アウト

ウイング、スイングアウト機能追加により自走するときも、さらに介助される方がいる時も、より快適に移動や移乗がしやすくなりました。




体にフィット

胸椎下部を支える胸椎サポートベルト、及び骨盤を支えるための腰椎サポートベルトを追加。心地よく体幹を安定的に保持します。


アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や円背の方にもやさしくフィットします。



スライドグリップ

力が弱くて駐車ブレーキをかけるのが大変な方、ブレーキレバーが短いと届きにくい方に有効です。ベッドに横移乗したいときには、短く収納できます。




アームサポート

アームサポートの高さを状態に合わせて調整できます。



フィットグリップハンドリム

握力が弱くても車椅子を漕ぎやすいハンドリムを標準装備。



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
ケアフィットウイング	21-6821-0	00122-000584
前輪：6インチ 後輪：20インチ 折りたたみサイズ：全幅29×全高67・64.5・62×全長94cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	円 (3割)	円
		月額レンタル料金
		円

## ケアフィットプラス (自走)

ミキ



**ケアフィットプラス**  
CARE FIT PLUS

重さ  
12.9  
kg

※重量はクッション含まず


背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子



ワンフィットベルト


実用新案出願済の背張り調節機能。短時間でのフィッティングが可能です。

かたさの異なる2種類のエラスティックウェビングベルトがやさしくフィットします。



小柄な方の多い日本人高齢者に適したサイズ設計です。座高を3サイズから選べます。

ご利用者様に合わせて座面高を3サイズからお選びいただけます。



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
ケアフィットプラス	21-6183-0	00122-000530
前輪：6インチ 後輪：20インチ 折りたたみ：全幅31×全高60・62.5・65×全長91cm クッション厚：6cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	円 (3割)	円
		月額レンタル料金
		円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001 /車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

## イージーフィット (自走)

ミキ

「座幅調整」「座面高調整」が簡単に時間を大幅に節約。  
必要な工具は、5mmの六角レンチ1本のみ!


アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

※体型や状況に合わせて選べる2サイズ、ひじ高調整機能付

- 非課税
- 介助用 フレーゼレバー
  - ひじ当て ウイング
  - ひじ当て 高さ調節
  - スイングアウト
  - 背張り調節
  - グリップ 高さ調節
  - ノーバンクタイヤ
  - ショックスキャスター
  - クッション




MEF-22 / 標準



重さ 15.5 kg



MEF-20 / 低座面



重さ 15.2 kg

商品名	商品番号	商品コード
MEF-22	21-6774-0	00122-000582
前輪:6インチ 後輪:22インチ		
折りたたみサイズ:全幅34×全高64・66・68×全長77cm クッション厚さ:3cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

商品名	商品番号	商品コード
MEF-20	21-6776-0	00122-000581
前輪:5インチ 後輪:20インチ		
折りたたみサイズ:全幅34×全高61.5・63.5・65.5×全長75cm クッション厚さ:3cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## スキット1000 (自走) SKT-1000

ミキ


アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

座面高モジュール シート幅モジュール 身体状況や使用環境の変化に応じて、「座面高・シート幅」をそれぞれ3段階に調整することができます。

- 非課税
- 介助用 フレーゼレバー
  - ひじ当て ウイング
  - ひじ当て 高さ調節
  - スイングアウト
  - 背張り調節
  - グリップ 高さ調節
  - ノーバンクタイヤ
  - ショックスキャスター
  - クッション



重さ 17.9 kg



商品名	商品番号	商品コード
SKT-1000 (ブルー)	21-6208-0	00122-000524
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅32×全高66.5×全長75cm クッション厚さ:6cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## MM-フィット (自走) MM-Fit Hi22/Hi20/Lo20

ミキ

在庫限定品

重さ 17.4 kg Hi22  
重さ 16.9 kg Hi20  
重さ 16.9 kg Lo20

- 非課税
- 介助用 フレーゼレバー
  - ひじ当て ウイング
  - ひじ当て 高さ調節
  - スイングアウト
  - 背張り調節
  - グリップ 高さ調節
  - ノーバンクタイヤ
  - ショックスキャスター
  - クッション



※体型や状況に合わせて選べる2サイズ、押し手高・ひじ高調整機能付 ※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
MM-Fit (Hi22)	21-5300-0	00122-000346
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高67~74.5×全長74cm クッション厚さ:6cm		
商品名	商品番号	商品コード
MM-Fit (Hi20)	21-5301-0	00122-000347
前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅33×全高64.5~74.5×全長71.5cm クッション厚さ:6cm		
商品名	商品番号	商品コード
MM-Fit (Lo20)	21-5303-0	00122-000349
前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅33×全高62~72×全長74cm クッション厚さ:6cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

## ケアアジャスト (自走) MC-KM001


ミキ

重さ 14.7 kg



重さ 14.7 kg

- 非課税
- グリーンケア
  - 介助用 フレーゼレバー
  - ひじ当て ウイング
  - ひじ当て 高さ調節
  - スイングアウト
  - 背張り調節
  - グリップ 高さ調節
  - ノーバンクタイヤ
  - ショックスキャスター
  - クッション



商品名	商品番号	商品コード
MC-KM001	21-5247-0	00122-000304
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32×全高65.5・68・70.5×全長73.5cm クッション厚さ:5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

## カルッタ (自走) CRT-1

ミキ

非課税

- 介助用  
ブレーキバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



重さ  
9.7  
kg


商品名	商品番号	商品コード
CRT-1(ネイビー)	21-6717-0	00122-000560
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅32×全高70.5×全長93cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金

## カルッタ (自走) 多機能タイプ CRT-3

ミキ

非課税

- 介助用  
ブレーキバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



重さ  
11  
kg

商品名	商品番号	商品コード
CRT-3(ネイビー)	21-6719-0	00122-000564
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅32×全高70.5×全長69(フット・レッグサポートをつけたままの場合93) cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金

## カルティマ (自走) CRT-5


ミキ

非課税

- 介助用  
ブレーキバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



ワンハンドブレーキ  
(特許出願済)



重さ  
9.9  
kg

商品名	商品番号	商品コード
CRT-5(ネイビー)	21-6721-0	00122-000568
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅32×全高70.5×全長93cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金


## カルティマ (自走) 多機能タイプ CRT-7

ミキ

非課税

左右いずれか駐車ブレーキをかけると  
両輪にブレーキがかかる「ワンハンドブレーキ仕様」

- 介助用  
ブレーキバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



重さ  
11.2  
kg

商品名	商品番号	商品コード
CRT-7(ネイビー)	21-6723-0	00122-000572
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅32×全高70.5×全長69(フット・レッグサポートをつけたままの場合93) cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金

## BAL-1 (自走)


ミキ

非課税

- 介助用  
ブレーキバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



ノーバンクタイヤ



重さ  
12.9  
kg

商品名	商品番号	商品コード
BAL-1	21-5755-0	00122-000451
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅33.5×全高67×全長96.5cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金

## BAL-3 (自走)


ミキ

非課税

- 介助用  
ブレーキバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



ノーバンクタイヤ



重さ  
14.7  
kg


商品名	商品番号	商品コード
BAL-3	21-5863-0	00122-000453
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅34.5×全高67×全長73cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割)	円 月額レンタル料金

### スキット4 (自走) SKT-4

ミキ

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション



重さ  
13.7  
kg


商品名	商品番号	商品コード
SKT-4	21-5637-0	00122-000411
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅28.5×全高66.5×全長72.5cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

### スキット4Lo (自走) SKT-4Lo

ミキ

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション



重さ  
13.7  
kg

※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
SKT-4Lo	21-5677-0	00122-000430
前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみサイズ:全幅29×全高63.5×全長71cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器



手すり

### スキット5 (屋内6輪車) SKT-5

ミキ

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション



重さ  
15.2  
kg


商品名	商品番号	商品コード
SKT-5	21-5678-0	00122-000444
キャスター:前・後4インチ タイヤ:20インチ 折りたたみ:全幅28.5×全高64×全長73.5cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

### カルッタ (自走) CRT-3LoB ウイングスイングアウト

ミキ

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション



重さ  
13.4  
kg

※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
CRT-3LoB(ネイビー)	21-7040-0	00122-000612
前輪:5インチ 後輪:20インチ 折りたたみサイズ:全幅36×全高64.5×全長67cm クッション厚さ:4cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


### とまっティ (自走) MBY-41B

ミキ

立ち上がると車椅子後方移動を  
制御する装置が動く「ノンバックブレーキ付」

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション



重さ  
16.6  
kg

※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
MBY-41B(エメラルド)	21-6191-0	00122-000528
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅38×全高69×全長95cm クッション厚さ:4cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円


### とまっティ (自走) MBY-47B

ミキ

立ち上がると車椅子後方移動を  
制御する装置が動く「ノンバックブレーキ付」

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション



重さ  
16.7  
kg

※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
MBY-47B(イエロー)	21-6177-0	00122-000529
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅38×全高75×全長96cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

## ネクストコア (自走) NEXT-11B

松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックステア
- クッション



重さ 11.8 kg


商品名	商品番号	商品コード
NEXT-11B(ブルー)	21-5953-0	00066-000315
前輪：6インチ 後輪：22インチ 折りたたみ：全幅29×全高65.5×全長93.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ネクストコア・マルチ (自走) NEXT-31B

松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックステア
- クッション



重さ 13.2 kg


商品名	商品番号	商品コード
NEXT-31B(ブルー)	21-6041-0	00066-000318
前輪：6インチ 後輪：22インチ 折りたたみ：全幅28×全高65.5×全長95cm クッション厚さ：前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ネクストコア・ミニモ (自走) NEXT-50B 前座高35cm仕様

松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックステア
- クッション



重さ 14.3 kg


商品名	商品番号	商品コード
NEXT-50B 前座高35cm(ブルー)	21-6362-0	00066-000328
前輪：5インチ 後輪：20インチ 折りたたみ：全幅28×全高63.5×全長94cm クッション厚さ：前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ネクストコア・アジャスト (自走) NEXT-51B

松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックステア
- クッション



重さ 14.6 kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-51B(ブルー)	21-6039-0	00066-000320
前輪：6インチ 後輪：22インチ 折りたたみ：全幅28×全高67.5×全長96cm クッション厚さ：前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ネクストコア・くるり(自走)


松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックステア
- クッション

重さ 18.5 kg 自走 低床 NEXT-70B

重さ 19 kg 自走 中床 NEXT-71B




商品名	商品番号	商品コード
NEXT-70B 低床(ブルー)	21-6377-0	00066-000335
NEXT-71B 中床(ブルー)	21-6375-0	00066-000333
前輪：4インチ 後輪：20(22)インチ 後方キャスター：4インチ 折りたたみサイズ：全幅34×全高65(67.5)×全長86cm クッション厚さ：前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ビッグサイズ車いす (自走) KJP-4

ミキ

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックステア
- クッション



重さ 20.2 kg

商品名	商品番号	商品コード
KJP-4	21-5346-0	00122-000345
前輪：8インチ 後輪：24インチ		
折りたたみサイズ：全幅38×全高93.5/96/98.5/101×全長81cm クッション厚さ：6cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:cm

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001 /車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

ネクストコア(自走) NEXT-11B HB


松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



ハイブリッドタイヤ



重さ 12.4 kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-11B HB (ブルー)	21-7013-0	00066-000358
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅29×全高65.5×全長93.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

ネクストコア・マルチ(自走) NEXT-31B HB


松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



ハイブリッドタイヤ



重さ 13.8 kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-31B HB (ブルー)	21-7017-0	00066-000360
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅28×全高65.5×全長95cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

ネクストコア・アジャスト(自走) NEXT-51B HB


松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



ハイブリッドタイヤ



重さ 15.2 kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-51B HB (ブルー)	21-7019-0	00066-000362
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅28×全高67.5×全長96cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

ネクストコア・ミニモ(自走) NEXT-50B HB


松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



ハイブリッドタイヤ



重さ 14.9 kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-50B HB (ブルー)	21-7029-0	00066-000364
前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみサイズ:全幅28×全高63.5×全長94cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品


スロープ

ふわりす(KF)シリーズ(自走) (エア軽量タイヤ仕様)

カワムラサイクル

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 9.6 kg


商品名	商品番号	商品コード
KF22-40SB (すみれパープル)	21-6217-0	00160-000241
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高66×全長93cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

ふわりす+(KFP)シリーズ(自走) (ソフトタイヤ仕様)

カワムラサイクル

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 11.9 kg

商品名	商品番号	商品コード
KFP22-40SB (すみれパープル)	21-6513-0	00160-000249
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高66×全長71.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ウルトラ(自走) NA-U1 (エアリー仕様)

日進医療器


非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



エアリー仕様  
(ノーバンクタイヤ)

重さ  
12.4  
kg



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NA-U1エアリー(インディゴ)40cm幅	21-6646-0	00175-000356
NA-U1エアリー(インディゴ)42cm幅	21-6978-0	00175-000356

前輪:6インチ 後輪:22インチ  
折りたたみサイズ:全幅30×全高66×全長97cm クッション厚さ:4cm

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## ウルトラ(自走) NA-U2W (エアリー仕様)

日進医療器


非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



エアリー仕様  
(ノーバンクタイヤ)

重さ  
13.8  
kg



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NA-U2Wエアリー(インディゴ)40cm幅	21-6648-0	00175-000358
NA-U2Wエアリー(インディゴ)42cm幅	21-6540-0	00175-000358

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅30×全高65×全長97cm クッション厚さ:4cm

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## ウルトラモジュール(自走用) NA-U7 (エアリー仕様)

日進医療器

非課税

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車いす


- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション

座幅が調整でき、着衣の厚みの変化にも対応できます。  
工具なしで簡単にシート幅が調整でき、幅広いご利用者様に対応  
します。(シート幅40・42・44cmの3段階調整式)



バックサポートは、おしりを  
包み込むように支え、腹部  
が圧迫されない快適姿勢を  
サポートします。

脚部のスイングインも可能  
で、移乗がしやすくなりま  
す。



※前座高・後座高・肘高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NA-U7エアリー(インディゴ)	21-6650-0	00175-000361

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅30×全高65・67・69×全長99cm クッション厚さ:4cm


ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## ウルトラ(自走) NA-U2W・BG

日進医療器

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NA-U2W・BG(グリーン)	21-7060-0	00175-000383

前輪:6インチ 後輪:25~50インチ 折りたたみサイズ:全幅34×全高65~69×全長97cm クッション厚さ:4cm


ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## 座王(自走) NA-501FO

日進医療器

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NA-501FO(グレイッシュブルー)	21-5825-0	00175-000308

前輪:6インチ 後輪:22インチ  
折りたたみサイズ:全幅33×全高61~65×全長101cm クッション厚さ:5cm

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

## ケアフィットウイング (介助)

ミキ

### ケアフィットウイング



重さ  
14.8  
kg

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や円背の方にもやさしくフィットします。




体にフィット

胸椎下部を支える胸椎サポートベルト、及び骨盤を支えるための腰椎サポートベルトを追加。心地よく体幹を安定的に保持します。

アームサポート

アームサポートの高さを状態に合わせて調整できます。

グリーン ケア	非課税
介助用 ブレーキ	ひじ当て ウイング
スイング アウト	背張り 調節
ノーパンク タイヤ	ショックレス キャスター
ひじ当て 高さ調節	グリップ 高さ調節
クッション	



商品名	商品番号	商品コード
ケアフィットウイング	21-6822-0	00122-000585
前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅26×全高62・64.5・67×全長91.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## ケアフィットプラス (介助)

ミキ

### ケアフィットプラス



重さ  
11.6  
kg

※重量はクッション含まず

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子

ワンフィットベルトとエラストックベルトの組み合わせで、利用者の背中をやさしくサポートする車椅子です。



ワンフィットベルト


実用新案出願済の背張りエラストック調節機能。短時間でのフィッティングが可能です。

かたさの異なる2種類のエラストックウェビングベルトがやさしくフィットします。



ご利用者様に合わせて座面高を3サイズからお選びいただけます。

グリーン ケア	非課税
介助用 ブレーキ	ひじ当て ウイング
スイング アウト	背張り 調節
ノーパンク タイヤ	ショックレス キャスター
ひじ当て 高さ調節	グリップ 高さ調節
クッション	



商品名	商品番号	商品コード
ケアフィットプラス	21-6385-0	00122-000543
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅27×全高60・62.5・65×全長85cm クッション厚さ:6cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


## イージーフィット (介助)

ミキ

「座幅調整」「座面高調整」が簡単で時間を大幅に節約。必要な工具は、5mmの六角レンチ1本のみ!



MEF-16 / 標準



重さ  
14.2  
kg


アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

※体型や状況に合わせて選べる2サイズ、ひじ高調整機能付

非課税	
介助用 ブレーキ	ひじ当て ウイング
スイング アウト	背張り 調節
ノーパンク タイヤ	ショックレス キャスター
ひじ当て 高さ調節	グリップ 高さ調節
クッション	



MEF-14 / 低座面



重さ  
14.0  
kg

商品名	商品番号	商品コード
MEF-16	21-6775-0	00122-000580
前輪:6インチ 後輪:16インチ		
折りたたみサイズ:全幅29×全高64・66・68×全長72.5cm クッション厚さ:3cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

商品名	商品番号	商品コード
MEF-14	21-6777-0	00122-000579
前輪:5インチ 後輪:14インチ		
折りたたみサイズ:全幅29×全高61.5・63.5・65.5×全長72.5cm クッション厚さ:3cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## スキット2000 (介助) SKT-2000

ミキ



重さ  
16.3  
kg



**スイングアウト**  
移乗の際、フット・レッグサポートを回転させるように開けたり、取り外すことができます。よく壁にぶつかる場所でもあるので、さらに強度をアップしました。



**高さ調整式アームサポート**  
ご利用される方に合わせて、アームサポートの高さを調整できます。

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子



**座面高モジュール シート幅モジュール** 身体状況や使用環境の変化に応じて、「座面高・シート幅」をそれぞれ3段階に調整することができます。



**テンション調整式シート**


シーティングの心地よさを追求し生み出された調整式シートです。座ったまま調整ができるようになりました。



**ロックブレーキ**

従来はタイヤに対して点で押し付けて停止するタイプでしたが、ロックブレーキは面で押し付けてタイヤをがっちりホールド。制動力が大幅に向上。空気圧の低いタイヤでもしっかり停止します。

- 非課税**
- 介助用フレーキバー
  - ひじ当てウイング
  - ひじ当て高さ調節
  - スイングアウト
  - 背張り調節
  - グリップ高さ調節
  - ノーパンクタイヤ
  - ショックスキャスター
  - クッション



商品名	商品番号	商品コード
SKT-2000 (ブルー)	21-6210-0	00122-000525
前輪: 6インチ 後輪: 14インチ 折りたたみサイズ: 全幅27×全高66.5・69・71.5×全長66cm クッション厚さ: 6cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	円 (3割)	円
		月額レンタル料金
		円

## MM-フィット (介助) MM-Fit Hi16/Lo16


ミキ

在庫限定品



重さ  
15.5  
kg

重さ  
15.4  
kg



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
MM-Fit Hi16	21-5302-0	00122-000348
前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅32×全高64.5~74.5×全長66.5cm クッション厚さ: 6cm		
MM-Fit Lo16	21-5304-0	00122-000350
前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅32×全高62~72×全長69.5cm クッション厚さ: 6cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	円 (3割)	円
		月額レンタル料金
		円

## ケアアジャスト (介助) MC-KM002


ミキ

グリーンケア 非課税

- 介助用フレーキバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション
- シートベルト



重さ  
13.0  
kg



商品名	商品番号	商品コード
MC-KM002	21-5246-0	00122-000305
前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅30×全高65.5・68・70.5×全長65cm クッション厚さ: 5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	円 (3割)	円
		月額レンタル料金
		円

## BAL-2 (介助)

ミキ

非課税


- 介助用フレーキバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



重さ  
11.5  
kg



ノーパンクタイヤ



商品名	商品番号	商品コード
BAL-2	21-5756-0	00122-000452
前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅27×全高69×全長86.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	円 (3割)	円
		月額レンタル料金
		円

## BAL-4 (介助)

ミキ

非課税


- 介助用フレーキバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



重さ  
13.2  
kg



ノーパンクタイヤ




商品名	商品番号	商品コード
BAL-4	21-5864-0	00122-000454
前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅27.5×全高69.5×全長66.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
円	円 (3割)	円
		月額レンタル料金
		円

### カルッタ (介助) CRT-2

ミキ

非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 9.1 kg

商品名	商品番号	商品コード
CRT-2(ネイビー)	21-6718-0	00122-000562

前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長85cm


ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

### カルッタ (介助) 多機能タイプ CRT-4

ミキ

非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 10.5 kg

商品名	商品番号	商品コード
CRT-4(ネイビー)	21-6720-0	00122-000566

前輪:6インチ 後輪:14インチ

折りたたみサイズ:全幅25×全高70.5×全長64(フット・レッグサポートをつけたままの場合88)cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円


### カルティマ (介助) CRT-6

ミキ

左右いずれか駐車ブレーキをかけると両輪にブレーキがかかる「ワンハンドブレーキ仕様」

非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 9.1 kg

商品名	商品番号	商品コード
CRT-6(ネイビー)	21-6722-0	00122-000570

前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長85cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円


### カルティマ (介助) 多機能タイプ CRT-8

ミキ

左右いずれか駐車ブレーキをかけると両輪にブレーキがかかる「ワンハンドブレーキ仕様」

非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 10.5 kg

商品名	商品番号	商品コード
CRT-8(ネイビー)	21-6724-0	00122-000574

前輪:6インチ 後輪:14インチ

折りたたみ:全幅25×全高70.5×全長64(フット・レッグサポートをつけたままの場合88)cm


ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

### スキット2 (介助) SKT-2

ミキ

非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 12.7 kg

商品名	商品番号	商品コード
SKT-2	21-5279-0	00122-000320

前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅21×全高69.5×全長65cm


ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

### スキット6 (介助) SKT-6

ミキ

非課税

- 介助用ブレーキレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 14.7 kg

商品名	商品番号	商品コード
SKT-6	21-5679-0	00122-000375

前輪:4インチ 後輪:14インチ 折りたたみサイズ:全幅23×全高62×全長69cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品


販売品

情報

## ネクストコア (介助) NEXT-21B

松永製作所

非課税




重さ  
10.8  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-21B(ブルー)	21-5954-0	00066-000316
前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅28×全高65.5×全長93.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ネクストコア・マルチ (介助) NEXT-41B

松永製作所

非課税




重さ  
12.2  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-41B(ブルー)	21-6042-0	00066-000319
前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅27×全高65.5×全長94.5cm クッション厚さ: 前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ネクストコア・アジャスト (介助) NEXT-61B

松永製作所

非課税




重さ  
13.6  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-61B(ブルー)	21-6040-0	00066-000321
前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみ: 全幅28×全高67.5×全長95.5cm クッション厚さ: 前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ネクストコア・ミニモ (介助) NEXT-60B

松永製作所

非課税



重さ  
13.6  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-60B(ブルー)	21-6149-0	00066-000329
前輪: 6インチ 後輪: 16インチ 折りたたみサイズ: 全幅27×全高63.5×全長94cm クッション厚さ: 前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ネクストコア・くるり (介助)

松永製作所


アームサポートが跳ね上がり移乗に便利な車椅子

非課税

小回り性能と座位姿勢の安定化にこだわった介助式6輪車椅子モデルです。



介助 低床 (NEXT-80B)




重さ  
17.2  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-80B 低床(ブルー)	21-6378-0	00066-000336
前輪: 4インチ 後輪: 12インチ 後方キャスター: 4インチ 折りたたみサイズ: 全幅34×全高64.5×全長86cm クッション厚さ: 前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円



介助 中床 (NEXT-81B)



重さ  
18.0  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-81B 中床(ブルー)	21-6376-0	00066-000334
前輪: 4インチ 後輪: 16インチ 後方キャスター: 4インチ 折りたたみサイズ: 全幅34×全高67.5×全長86cm クッション厚さ: 前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

### ネクストコア (介助) NEXT-21B HB


松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキラー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



ハイブリッドタイヤ



重さ 11.4 kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-21B HB (ブルー)	21-7014-0	00066-000359
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみサイズ:全幅28×全高65.5×全長93.5cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

### ネクストコア・マルチ (介助) NEXT-41B HB


松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキラー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



ハイブリッドタイヤ



重さ 12.8 kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-41B HB (ブルー)	21-7018-0	00066-000361
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみサイズ:全幅27×全高65.5×全長94.5cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### ネクストコア・アジャスト (介助) NEXT-61B HB


松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキラー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



ハイブリッドタイヤ



重さ 14.2 kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-61B HB (ブルー)	21-7020-0	00066-000363
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみサイズ:全幅28×全高67.5×全長95.5cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

### ネクストコア・ミニモ (介助) NEXT-60B HB


松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキラー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



ハイブリッドタイヤ



重さ 14.2 kg

商品名	商品番号	商品コード
NEXT-60B HB (ブルー)	21-7030-0	00066-000365
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみサイズ:全幅27×全高63.5×全長94cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品


スロープ

### スキット7 (介助) SKT-7

ミキ

非課税

- 介助用 フレーキラー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション
- ティルト



重さ 19 kg


商品名	商品番号	商品コード
SKT-7	21-5722-0	00122-000433
前輪:6インチ 後輪:14インチ ティルト角度:0°~約30°		
折りたたみサイズ:全幅32×全高70×全長72cm 耐荷重:100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

### スキット8 (介助) SKT-8

ミキ

非課税

- 介助用 フレーキラー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション
- ティルト
- リクライニング



重さ 22.6 kg

商品名	商品番号	商品コード
SKT-8	21-6422-0	00122-000485
前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅32×全高71×全長72cm		
ティルト角度:0°~20° リクライニング角度:90°~110°		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ウルトラ(介助) NAH-U1 (エアリー仕様)


日進医療器

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



エアリー仕様  
(ノーパンクタイヤ)



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

重さ  
11  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NAH-U1エアリー(インディゴ)40cm幅	21-6647-0	00175-000357
NAH-U1エアリー(インディゴ)42cm幅	21-6979-0	00175-000357

前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみサイズ:全幅28×全高65×全長86cm クッション厚さ:4cm

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
円	(3割)	円	円	円

## ウルトラ(介助) NAH-U2W (エアリー仕様)


日進医療器

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



エアリー仕様  
(ノーパンクタイヤ)



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

重さ  
12.3  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NAH-U2W エアリー(インディゴ)40cm幅	21-6649-0	00175-000359
NAH-U2W エアリー(インディゴ)42cm幅	21-6980-0	00175-000359

前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみサイズ:全幅28×全高65×全長88cm クッション厚さ:4cm

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
円	(3割)	円	円	円

## ウルトラモジュール(介助用) NAH-U7 (エアリー仕様)

日進医療器


非課税

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車いす

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



エアリー仕様  
(ノーパンクタイヤ)



※前座高・後座高・肘高は  
クッションの厚み含まず

重さ  
13.7  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NAH-U7エアリー(インディゴ)	21-6651-0	00175-000362

前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅26×全高65・67・69×全長92cm クッション厚さ:4cm

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
円	(3割)	円	円	円

## 座王(介助) NAH-521W


日進医療器

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



エアリー仕様  
(ノーパンクタイヤ)



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

重さ  
14.0  
kg

商品名	商品番号	商品コード
NAH-521W(グレイッシュブルー)	21-5824-0	00175-000310

前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみサイズ:全幅30×全高63~65×全長100cm クッション厚さ:5cm

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
円	(3割)	円	円	円

## ウルトラティルトリクライニング(介助) NAH-UC-Lo

日進医療器

●ウルトラティルトリクライニング(介助) NAH-UC-Lo

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れる  
ティルト機能付き

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション
- ティルト
- リクライニング



重さ  
18.6  
kg

軽量コンパクトなティルト・リクライニング車椅子。少ない力でスムーズに角度が調整できます。



最大ティルト(30°)時

最大ティルト(30°) &  
最大リクライニング(30°)時


ヘッドサポート



足踏み式ブレーキと  
転倒防止装置



折りたたみ時  
バックサポートを前方に倒して  
折りたたみます。



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NAH-UC-Lo	21-6652-0	00175-000363

前輪:6インチ 後輪:12インチ 折りたたみサイズ:全幅54×全高72×全長111cm

ティルト角度:0~30° リクライニング角度:30° クッション厚さ:5cm


ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
円	(3割)	円	円	円

### ラクーン3 (介助)

ミキ

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション
- ティルト
- リクライニング



重さ 15 kg

商品名	商品番号	商品コード
ラクーン3	21-5941-0	00122-000486
前輪:6インチ 後輪:14インチ		
折りたたみサイズ:全幅25×全高67.5×全長65.2cm		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

### ネクストローラー シルバーパッケージII (介助)

ミキ

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション
- シートベルト
- ティルト
- リクライニング



重さ 24 kg

商品名	商品番号	商品コード
ネクストローラーシルバークラッシュII42cm	21-6087-0	00122-000491
前輪:6インチ 後輪:16インチ		
リクライニング角度:100°~170° 耐荷重:100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器


手すり

### TRC-3DX

ミキ

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション
- ティルト
- リクライニング



重さ 24.5 kg

商品名	商品番号	商品コード
TRC-3DX	21-6765-0	00122-000583
前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅36×全高67.5×全長80.5cm		
ティルト角度:0°~20° リクライニング角度:90°~110°		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	


### TRC-2

ミキ

在庫限定品

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション
- シートベルト
- ティルト
- リクライニング



重さ 23.9 kg

商品名	商品番号	商品コード
TRC-2	21-5578-0	00122-000378
前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅35×全高73×全長79cm		
ティルト角度:0°~25° リクライニング角度:90°~120°		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ


### グランドフリッチャー・ユニ シルバーパッケージ (介助)

ミキ

在庫限定品

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション
- ティルト
- リクライニング



重さ 27.2 kg


商品名	商品番号	商品コード
グランドフリッチャー・ユニシルバークラッシュII42cm	21-5804-0	00122-000448
前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみサイズ:全幅44×全高82.5×全長94.5cm		
ティルト角度:0°~40° リクライニング角度:90°~170° 耐荷重:100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

### グランドフリッチャー・ユニ ダッシュ シルバーパッケージ

ミキ

非課税

- 介助用 フレーキレバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション
- ティルト
- リクライニング



重さ 27.5 kg

商品名	商品番号	商品コード
GF・UniDash_sp	21-6944-0	00122-000557
前輪:6インチ 後輪:14インチ ティルト角度:0°~40° リクライニング角度:90°~170° 耐荷重:100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## マイチルト・コンパクト介助用 MH-CR3D

松永製作所



ティルト&リクライニングのこのスリムさ！  
在宅でも使えるマイチルト。

- マイチルト・コンパクトは全幅がなんと53cm!
- お家の中でも抜群の使いやすさの車いす。
- さらに、姿勢の安定をグンと高める～3Dモデル～がポイント!
- 「立体スリングシート」、「背フレーム後方曲げ」、「骨盤&体幹サポートフレーム」の3つの工夫で、姿勢を3次元的にサポートします。立体スリングシートは(有)であい工房の登録商標です。



重さ  
24.5  
kg


商品名	商品番号	商品コード
MH-CR3D(ブルー)	21-5949-0	00066-000307
前輪:6インチ後輪:12インチ ティルト角度:0°~30° リクライニング角度:90°~125° 耐荷重:75kg クッション厚さ:前8、後4cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え  
背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税

- 介助用  
フレイキラー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション
- シート  
ベルト
- ティルト
- リクライニング

## MH-CR3D用 スイングアウト&エレベーターユニット



商品名	商品番号	商品コード
MH-CR3D用スイングアウト& エレベーターユニット	29-6921-1	00066-000297
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

## マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE F02

松永製作所



座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え  
背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税

- 介助用  
フレイキラー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション
- シート  
ベルト
- ティルト
- リクライニング


## 4つの“しっかり”でアプローチ

- ①小柄な女性もしっかり奥まで座れる  
座シート奥行 35cmのショートサイズ
- ②膝が伸びない人もしっかりと足を乗せる  
直下構造のフットサポート
- ③円背の方の背中と背シートのすき間をしっかり埋める  
背上部フレーム前折れ「ポジティブ機構」
- ④小柄な方の頭部もしっかりささえる  
低い位置から傾く人まで自在に設定



## スネークヘッドサポート


既存のヘッドサポートより  
も低いポジションから  
設定ができ、上下・前後・  
左右まで自在に設定可  
能です。



商品名	商品番号	商品コード
MH-SRL-SE F02(ブルー)	21-6858-0	00066-000352
前輪:5インチ 後輪:12インチ ティルト角度:0°~25° リクライニング角度:90°~110° 耐荷重:100kg クッション厚さ:前6.5cm、後4cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

## オアシスポジティブ(介助) OS-12TRSP

松永製作所




重さ  
25.4  
kg

商品名	商品番号	商品コード
OS-12TRSP	21-5724-0	00066-Z00011
前輪:6インチ 後輪:12インチ ティルト角度:0°~25° リクライニング角度:90°~115° クッション厚さ:5cm 折りたたみサイズ:全幅32×全高95.5×全長90.5cm 耐荷重:75kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

## ぴったりフィットくるーん

カワムラサイクル



重さ  
21.5  
kg

商品名	商品番号	商品コード
KPFK-12	21-6524-0	00160-000250
前輪:6インチ 後輪:12インチ 折りたたみサイズ:全幅35×全高77×全長72cm クッション厚さ:7cm		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

## マルチエルゴエレベータィング

ミキ



重さ  
2.53  
kg



重さ  
2.2  
kg

**マルチエルゴエレベータィング**  
フットサポートとレッグサポートの細かい調整が可能です。

**エルゴエレベータィングII**  
ステップに足を乗せたまま左右別々に脚部を上げ下げすることができます。

商品名	商品番号	商品コード
マルチエルゴエレベータィング	29-6338-1	00122-000436

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
エルゴエレベータィングII	29-6014-1	00122-000383

左右別々に脚部の角度を無段階 (12~71度) 調節、ステップ (足台) 角度調整 (90度~120度)

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## TRC-3DX用マルチエルゴエレベータィング

ミキ



重さ  
2.53  
kg

エレベータィング時の脚長差によるズレが起こりにくく、レッグサポートの位置と角度調整ができることで、最適なサポートが得られます。フットサポートは前後・左右・角度調整が可能。

商品名	商品番号	商品コード
TRC-3DX用マルチエルゴエレベータィング	29-8380-1	00122-000436

左右別々に脚部の角度を無段階 (12~71度) 調節、ステップ (足台) 角度調整 (±4.5度)

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## 拳上式・開き式・着脱式フット・レッグサポート (ウルトラオプション)

日進医療器

フット・レッグサポート開閉式・着脱式の車いすの脚部に交換して装着することで、車椅子のフット・レッグサポートを拳上式にできます。



重さ  
3.8  
kg

血流通う滞 (むくみ) 予防:  
エレベータィング+ティルトで足を心臓より高く上げ  
予防をサポートします。

取り付け可能な車いす  
<ウルトラシリーズ>  
NA/NAH-U2W  
NA/NAH-U7  
NAH-UC・Lo


商品名	商品番号	商品コード
PAC-0124A	29-7981-1	00175-000347

フットサポート高:50mm以上で調整式 拳上角度:座面より-10℃まで 重量:3.8kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## テーブル MS-151

ミキ



重さ  
2.5  
kg

※使用イメージ

横差し金具・受け金具  
前後にスライドが可能です。

車いすに座ったまま読書や軽作業ができます。テーブルが前後にスライドします。抗菌仕様。

商品名	商品番号	商品コード
MS-151	29-0370-1	00122-000216

サイズ:幅60×奥行45×厚さ1.5cm 重さ:2.5kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## スマートヘッドサポート MS-0009

ミキ



幅のスライド調整により  
座幅30~44cmの車いすに  
取り付けできます。※1

重さ  
2.0  
kg

車いすの背パイプに簡単に着脱ができます。車いすの背角度、座幅、利用者の姿勢に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。

商品名	商品番号	商品コード
MS-0009	29-6760-1	00122-000461

対応可能な座幅 (カタログ値): 最小30/最大44cm ※1 一部特殊フレーム除く

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

## マイバディ・イージーヘッドレギュラー

ユーキ・トレーディング



取付イメージ

姿勢の再現性も高く、殆どの車いすに取り付けが可能です。

商品名	商品番号	商品コード
MB01201R	29-8884-1	00468-000046

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

## 延長用レバー MS-131

ミキ



ブレーキレバーの長さを延長することができます。

商品名	商品番号	商品コード
延長用レバー (長)	29-5303-1	00122-000426
ブレーキレバーを10cm延長		

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
延長用レバー (短)	29-5304-1	00122-000425
ブレーキレバーを5cm延長		

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ブレーキ延長棒

日進医療器

商品名	商品番号	商品コード	
+18cm	29-0213-1	00175-Z00024	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

松永製作所

商品名	商品番号	商品コード
+5cm	29-5110-1	00066-000298
+10cm	29-5111-1	00066-000298

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

カワムラサイクル

商品名	商品番号	商品コード
+10cm	29-7584-1	00160-000170

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

## 杖入れ／杖置き

● ミキ 杖入れ (1本用)

● カワムラサイクル 杖置き

● 松永製作所 杖入れ (大)

● 松永製作所 杖入れ (小)



ミキ

商品名	商品番号	商品コード
杖入れ (1本用) MS-132	29-5999-1	00122-000252

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

カワムラサイクル

商品名	商品番号	商品コード
杖置き KY40276	29-8333-1	00160-000169

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

松永製作所 (NEXT専用オプション)

商品名	商品番号	商品コード
杖入れ (大) X-WC92-010	29-8337-1	00066-000344

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

松永製作所

商品名	商品番号	商品コード
杖入れ (小) PO-09C	29-0150-1	00066-000212

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

## ボンベ架／延長ティッピングバー

※取り付けに関しては付属品  
適合表をご参照ください。

ミキ



酸素ボンベを携帯する際に使用します。  
ベルトによって大きさの調整が可能です。

● ボンベの架取付けには「延長ティッピングバー MS-138」の併用が必須となります。

商品名	商品番号	商品コード
ボンベ架 MS-134	29-5918-1	00122-000214

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
延長ティッピングバー MS-138	29-6057-1	00122-000387

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

## NEXT専用 酸素ボンベ架／転倒防止キャスト付

※取り付けに関しては付属品  
適合表をご参照ください。

松永製作所



● ボンベ架の取付けには「NEXT専用 転倒防止キャスト付」の併用が必須となります。

商品名	商品番号	商品コード
酸素ボンベ架 X-WC91-001	29-8338-1	00066-000345

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
転倒防止キャスト付	29-8339-1	00066-000356

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	(3割)	円	円

## 車椅子クッション

足こぎしやすい ←

→ サポート機能が強い



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### アウルREHA レギュラー

加地



最も圧力がかかる坐骨付近と尾骨を効果的に減圧します。ハイタイプは坐骨部の沈み込み量を確保した骨突出が顕著な方向向けの厚手タイプです。

商品名	商品番号	商品コード
レギュラー 40幅	29-6999-1	00540-000028

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ4cm

商品名	商品番号	商品コード
レギュラー 38幅	29-8667-1	00540-000028

サイズ: 幅38×奥行40×厚さ4cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

### アウルREHA ハイ

加地



最も圧力がかかる坐骨付近と尾骨を効果的に減圧します。ハイタイプは坐骨部の沈み込み量を確保した骨突出が顕著な方向向けの厚手タイプです。

商品名	商品番号	商品コード
ハイ	29-7000-1	00540-000029

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ8cm

材質/本体: エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革  
 カバー: ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

### アウルREHA (リハ) 3Dジャスト/3Dレギュラー [車いす付属品]

加地



3D形状が骨盤の後傾による前ずれを防ぎます。底面テーパーによりスリングシートにフィットします。※付属カバーを外した状態

商品名	商品番号	商品コード
アウルREHA 3Dジャスト	29-7587-1	00540-000055

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ8cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
アウルREHA 3Dレギュラー	29-6844-1	00540-000030

サイズ: 幅40×奥行40×厚さ7.5 (着座面5.3) cm


材質/本体: ウレタン合成皮革 中材: エクスジェル、ウレタンフォーム カバー: ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

### アウル40レザー/40プラスレザー/40プラスレザー底面テーパー

加地

在庫限定品



材質/本体: エクスジェル、ウレタンフォーム カバー: ポリエステル、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム

商品名	商品番号	商品コード
アウル40レザー	29-5975-1	00540-000012

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
アウル40プラスレザー	29-5974-1	00540-000013

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
アウル40プラスレザー底面テーパー	29-5973-1	00540-000014

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品


販売品

情報

## マイクッション CK-398

テープ

高さ  
0.5  
kg



車椅子のスリングシート上での姿勢保持と体圧分散を考えたクッション。

商品名	商品番号	商品コード
CK-398	29-5151-1	00206-000051
サイズ：幅39×奥行39×厚さ8（前側5）cm		
材質/本体：ウレタンフォーム、カバー：（上面）ポリエステル、ウレタンフィルム加工布（防水・抗菌・伸縮）（下面）ナイロン（すべり止め加工）		
ご利用者 負担額（1割）	（2割）	円
	（3割）	円
		円

## エルダークッション

アイソネックス

高さ  
7.8  
cm  
重さ  
0.93  
kg




立体形状で、前すべりの防止や姿勢の安定がはかれます。

商品名	商品番号	商品コード
エルダークッション	29-5972-1	00149-000020
ご利用者 負担額（1割）	（2割）	円
	（3割）	円
		円

## アルファプラクッション 撥水・防水

タイカ

高さ  
6  
cm  
重さ  
0.6  
kg




撥水・防水・制菌加工のカバーです。3層のゲルサンド構造がお尻をしっかりりと包み込み、安定感のある座り心地を実現します。

商品名	商品番号	商品コード
アルファプラクッション 撥水・防水	29-6552-1	00563-000017
サイズ：幅40×長さ40×厚さ6 重さ：0.6kg		
材質/本体：アルファゲル、ウレタンフォーム カバー：天面・側面（表）ポリエステル（裏）ポリウレタン 底面/ポリエステル、メタクリル樹脂		
ご利用者 負担額（1割）	（2割）	円
	（3割）	円
		円

## アルファプラクッション 撥水・防水カバータイプ

タイカ

高さ  
7.5  
cm  
重さ  
0.6  
kg




高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能車いす用クッションです。

商品名	商品番号	商品コード
撥水・防水カバータイプ	29-8599-1	00563-000124
ご利用者 負担額（1割）	（2割）	円
	（3割）	円
		円

## シーパス

モルテン

高さ  
5~7  
cm  
重さ  
1.3  
kg



からだのずり落ちを防ぎ、お尻への圧迫を軽減します。通気性の高いカバーを採用。取りはずして洗濯も可能。

商品名	商品番号	商品コード
シーパス	29-0350-1	00054-000030
ご利用者 負担額（1割）	（2割）	円
	（3割）	円
		円

## ベスポジェルクッション

テープ

高さ  
1.6  
kg




前後を変えることで、活動補助（足こぎ）と姿勢保持の2種類の用途に対応する体圧分散クッションです。

商品名	商品番号	商品コード
ベスポジェルクッション	29-6516-1	00206-000072
サイズ：幅40×奥行40×厚さ6.5cm 材質/本体：ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム		
カバー：上面：ポリエステル100%ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・吸湿速乾）		
下面：ターポリン布（すべり止め加工、防水）		
ご利用者 負担額（1割）	（2割）	円
	（3割）	円
		円

## デュオジェルクッション

テープ



厚さ 7.5 cm  
重さ 1.7 kg  
40cm幅  
重さ 1.9 kg  
42cm幅

座位保持が困難で仙骨座りや骨盤後傾を起こしやすい場合も、2種類のジェルで安定した姿勢をサポートします。


商品名	商品番号	商品コード
40×40cm	29-5922-1	00206-000048

商品名	商品番号	商品コード
42×42cm	29-5948-1	00206-000048

商品名	商品番号	商品コード
40×40cm	29-5922-1	00206-000048
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
月額レンタル料金	(3割)	円

## キューブレナクッション CK-400

テープ



厚さ 10 cm  
重さ 1.1 kg

着座後に調圧バルブをあげるだけで10秒後にはエアセル内の空気量を自動で調圧し、療養者の体重や体型に応じた最適な座面を簡単に作ります。

商品名	商品番号	商品コード
キューブレナクッション CK-400	29-7150-1	00206-000081

商品名	商品番号	商品コード
キューブレナクッション CK-400	29-7150-1	00206-000081
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
月額レンタル料金	(3割)	円


## エクスジェル バッククッション (ハイ・ロー)

加地

「座る」を変える体圧“流動”分散。

EXGEL®

ロータイプ



ハイタイプ



重さ 約0.5 kg  
重さ 約1.1 kg  
ロー ハイ

ロータイプはおしり後部の隙間と両側の支持により適切な体幹および座位安定に。ハイタイプは円背傾向が強く更に体側の支持が必要な方に。

商品名	商品番号	商品コード
ロータイプ	29-7141-1	00540-000034

商品名	商品番号	商品コード
ロータイプ	29-7141-1	00540-000034
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
月額レンタル料金	(3割)	円

商品名	商品番号	商品コード
ハイタイプ	29-7142-1	00540-000035

商品名	商品番号	商品コード
ハイタイプ	29-7142-1	00540-000035
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
月額レンタル料金	(3割)	円

## リフレックス

ユーキ・トレーディング



厚さ 8 cm  
重さ 0.7 kg

エアタイプのクッションなのに、面倒なバルブ調節の必要なし。ただ座るだけで、坐骨周辺の床ずれリスクを軽減し、座位の安定を提供します。

商品名	商品番号	商品コード
リフレックス (40×40)	29-6534-1	00468-000034

商品名	商品番号	商品コード
リフレックス (43×43)	29-7988-1	00468-000034

商品名	商品番号	商品コード
リフレックス (40×40)	29-6534-1	00468-000034
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
月額レンタル料金	(3割)	円

## アウルサポート バッククッション/シートクッション

加地



エクスジェルが圧迫軽減。座位バランスをサポートする背&座クッションです。

商品名	商品番号	商品コード
バッククッション	29-6192-1	00540-000015

商品名	商品番号	商品コード
バッククッション	29-6192-1	00540-000015
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
月額レンタル料金	(3割)	円

商品名	商品番号	商品コード
シートクッション	29-6193-1	00540-000016

商品名	商品番号	商品コード
シートクッション	29-6193-1	00540-000016
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
月額レンタル料金	(3割)	円

## キャスパ-ZAFU SサイズZEROコード付 グリーン×グレー

アシスト



厚さ 2~6 cm  
重さ 680 g

吊り下げられた座布により、座り直しがなく、姿勢を保持し、極端な前ずれを防止します。

商品名	商品番号	商品コード
キャスパ-ZAFU Sサイズ ZEROコード付 グリーン×グレー	29-7420-1	01477-000008

商品名	商品番号	商品コード
キャスパ-ZAFU Sサイズ ZEROコード付 グリーン×グレー	29-7420-1	01477-000008
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
月額レンタル料金	(3割)	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



車椅子付属品適合表

タイプ	商品コード	商品名称	付属品適合																		
			29-5303-1	29-5304-1	29-0213-1	29-5110-1	29-5111-1	29-7584-1	29-5999-1	29-8333-1	29-8337-1	29-0150-1	29-5918-1	29-6057-1	29-8338-1	29-8339-1	29-6338-1	29-0370-1	29-6014-1	29-6760-1	
			延長用 レバー MS-131 (長)	延長用 レバー MS-131 (短)	ブレーキ 延長棒 +18cm	ブレーキ 延長棒 +5cm	ブレーキ 延長棒 +10cm	ブレーキ 延長棒 +10cm	杖入れ MS-132	杖置き KY40276	杖入れ (大) X-WC92-010	杖入れ (小) PO-90C	ボンベ架 MS-134	延長ティ ッピング バー MS-138	NEXT 専用 膝乗ボンベ X-WC91-001	NEXT 専用 転倒防止 キャスト付	マルチ エルゴ エレベ ーティ ング	テーブル MS-151	エルゴ エレベ ーティ ング II	スマート ヘッド サポー ト MS-0009	
			ミキ	ミキ	日進医療器	松永製作所	松永製作所	カワムラ サイクル	ミキ	カワムラ サイクル	松永製作所	松永製作所	ミキ	ミキ	松永製作所	松永製作所	ミキ	ミキ	ミキ	ミキ	
介助	21-5246-0	ケアアジャスト (介助) MC-KM002	○	○					○											○	
	21-5588-0	RXC-1 Lo (介助)	○	○																	○
	21-5756-0	BAL-2 (介助)	○	○					○											○	○
	21-5864-0	BAL-4 (介助)	○	○					○											○	○
	21-5296-0	スキット1 (介助) SKT-1	○	○					○												○
	21-5279-0	スキット2 (介助) SKT-2	○	○					○											○	○
	21-6218-0	ふわりす (KF) シリーズ (介助) (エア軽量タイヤ仕様)						○		○											
	21-5954-0	ネクストコア (介助) NEXT-21B				○	○				○					○	○				
	21-6042-0	ネクストコア・マルチ (介助) NEXT-41B				○	○				○					○	○				
21-6040-0	ネクストコア・アジャスト (介助) NEXT-61B				○	○				○					○	○					
6 輪車	21-5678-0	スキット5 (屋内6輪車) SKT-5																			○
	21-6765-0	TRC-3DX																			
テ ィ ル ト ・ リ ク ラ イ ニ ン グ	21-5578-0	TRC-2	○	○																	○
	21-6524-0	ぴったりフィットくるーん																			
	21-5724-0	オアシスポジティブ OS-12TRSP (スイングアウト&エレベーター付)				○	○														
	21-6007-0	ネットiem																			
電 動 ア シ ス ト	21-5305-0	リクライニング型車いす MW-14 R-2 (制菌シート仕様)				○	○														
	25-5945-0	アシストホイールライト																			
	25-5909-0	ハイパワー型アシストホイール100 (自走) NAW-22C-SD-HP-G-UT				○	○														○
25-5904-0	ハイパワー型アシストホイール100 (介助) NAW-16C-DT-HP-G-UT				○	○															
電 動 車 椅子	25-5906-0	軽量電動車いす JWX-1M	○	○																	○

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

- ※ 1 … 取付けには「延長ティッピングバー MS-138」の併用が必須となります。
- ※ 2 … 取付け側のひじ当ては跳ね上げができなくなります。
- ※ 3 … 取付け時にボンベ架付属の固定用ステーをサイドガードの直ぐ下に取付ける必要があります。
- ※ 4 … ひじ当てを一番下まで下げて使用することができなくなります。
- ※ 5 … 取付け時にスマートヘッドサポート付属の受金具 B の下側の穴を使用する必要があります。
- ※ 6 … 取付けには「NEXT 専用 転倒防止キャスト付」の併用が必須となります。
- ※ 7 … 延長棒先端の握りゴムがネクストコアと同様の形状・色 (黄) となりますが、取付けは可能です。
- ※ 8 … バッテリーボックスに干渉する為、介助者から見て右側には取付けできません。



# 車椅子・車椅子付属品

アシストホイール®を  
こんな場面で!

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ


移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品


販売品

情報

急勾配の  
スロープで...




力が  
弱い方に...



芝生や砂利道  
などで...

- 上り坂はラクラク電動アシスト
- 芝生、砂利道もラクラクスムーズ
- 下り坂は自動的にブレーキ
- 手動車椅子と同様の簡単操作



## アシストホイールライト

ナブテスコ



重さ  
18.4  
kg  
(バッテリー含む)


気軽に利用できる“電動アシスト車椅子”です

登り坂ではモーターがらくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキで安心です。操作はシンプルで簡単です。電源を入れる以外にボタンやダイヤル設定は不要です。



センサ内蔵グリップで介護者の負担を自動検知。電源を入れたら、あとは手動車椅子と同様に操作するだけです。

非課税	アシストブレーキ	ひじ当て	ひじ当て
	スイングアウト	背張り調節	グリップ
	ノーバンクタイヤ	ショックスキャスター	クッション
	シートベルト		



商品名	商品番号	商品コード
アシストホイールライト	25-5945-0	00025-000023
前輪：6インチ 後輪：16インチ 連続走行距離：約7km 登板角度：10° 耐荷重：75kg		
折りたたみ：全幅33.5×全高68×全長106cm 満充電までの最大所要時間：130分		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

## ハイパワー型アシストホイール100 (自走) NAW-22C-SD-HP-G-UT

ナブテスコ

在庫限定品



重さ  
24.6  
kg



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NAW-22C-SD-HP-G-UT	25-5909-0	00025-000015
前輪：6インチ 後輪：22インチ クッション厚さ：前方5cm後方3cm		
連続走行距離：約8km 登板角度：14° 耐荷重：100kg		
折りたたみサイズ：全幅38×全高68.5×全長105cm 満充電までの最大所要時間：2時間		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円


## ハイパワー型アシストホイール100 (介助) NAW-16C-DT-HP-G-UT

ナブテスコ

在庫限定品



重さ  
24.2  
kg



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品名	商品番号	商品コード
NAW-16C-DT-HP-G-UT	25-5904-0	00025-000012
前輪：6インチ 後輪：16インチ クッション厚さ：前方5cm後方3cm		
連続走行距離：約8km 登板角度：14° 耐荷重：100kg		
折りたたみサイズ：全幅33×全高69×全長75.5cm 満充電までの最大所要時間：2時間		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

## マイピア BT41B

アテックス




重さ  
97  
kg  
(バッテリー含む)

毎日の移動手段に。長距離や大きめの荷物、坂道でも安心と安全の充実機能。



- 非課税
- 介助用ブレーキレバー
  - ひじ当てウイング
  - ひじ当て高さ調節
  - スイングアウト
  - 背張り調節
  - グリップ高さ調節
  - ノーパンクタイヤ
  - ショックレスキャスター
  - クッション



※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード
BT41B	25-5973-0	00228-000026
前輪:3.00-4 後輪:3.50-5		
連続走行距離:30km 最高前進速度:6km/h		
満充電までの最大所要時間:11~13時間 重さ(バッテリー含):97kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## マイピア BT40S


アテックス

在庫限定品



重さ  
107  
kg  
(バッテリー含む)

- 非課税
- 介助用ブレーキレバー
  - ひじ当てウイング
  - ひじ当て高さ調節
  - スイングアウト
  - 背張り調節
  - グリップ高さ調節
  - ノーパンクタイヤ
  - ショックレスキャスター
  - クッション



※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

商品名	商品番号	商品コード
BT40S	25-5910-0	00228-000014
前輪:3.00-4 後輪:3.50-5		
連続走行距離:約29km 最高前進速度:6km/h		
満充電までの最大所要時間:12時間 重さ(バッテリー含):107kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

## マイピアオプション

アテックス



※全て単品の価格です

商品名	商品番号	商品コード
フロントバスケット(S)セット	29-5977-1	00228-000016
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円
商品名	商品番号	商品コード
リヤバッグセット	29-5978-1	00228-000015
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円
商品名	商品番号	商品コード
杖立て(S)セット	29-5979-1	00228-000017
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## 軽量電動車いす JWX-1M

ミキ

在庫限定品



重さ  
29.5  
kg  
(バッテリー含む)

介助者用のコントローラーとブレーキが標準装備で安心クラッチの切り替えで手動としても使用できます




介助者用操作部

スイングアウト機能

電動/手動切り替えクラッチ

- 非課税
- 介助用ブレーキレバー
  - ひじ当てウイング
  - ひじ当て高さ調節
  - スイングアウト
  - 背張り調節
  - グリップ高さ調節
  - ノーパンクタイヤ
  - ショックレスキャスター
  - クッション



商品名	商品番号	商品コード
JWX-1M	25-5906-0	00122-000307
前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅39×全高69×全長76cm		
連続走行距離:約15km 満充電までの最大所要時間:2~3時間(常時) 最高前進速度:4.5km/h		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



## スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖



## スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。  
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

歩行器 車椅子・ 車椅子 付属品 スロープ 移動用 リフト・ つり具 介護保険 購入 対象品 販売品	段差の高さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
	スロープの 長さ												
	65cm	Green	Yellow	Purple									
	70cm	Green	Yellow	Purple									
	85cm	Green	Yellow	Purple									
	87.5cm	Green	Yellow	Purple									
	100cm	Green	Yellow	Purple									
	120cm	Green	Yellow	Purple									
	125cm	Green	Yellow	Purple									
	135cm	Green	Yellow	Purple									
	150cm	Green	Yellow	Purple									
	165cm	Green	Yellow	Purple									
	175cm	Green	Yellow	Purple									
	200cm	Green	Yellow	Purple									
	205cm	Green	Yellow	Purple									
	240cm	Green	Yellow	Purple									
	245cm	Green	Yellow	Purple									
	255cm	Green	Yellow	Purple									
	285cm	Green	Yellow	Purple									

押してくれる人が  
限界の角度



傾斜角度 10~15°未満

自分で進む

誰かが押してくれる

でも5°は  
きつい~!




傾斜角度 5°未満



傾斜角度 10°未満


情報



## ダンスロープライト・スリム

ダンロップホームプロダクツ


R-85SL 材質: グラスファイバー FRP  
R-125SL ~ R-285SL: カーボンファイバー FRP



フックハンド付



折り畳み時 全幅 38cm



「ここまで掛けること」




使用時

より軽く、より安全なスリム設計のスロープです。エッジ (高さ3.5cm。R-85SLは高さ2.5cm) により脱輪の危険性を低減。  
※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-85SL	85	約4	28-0973-1	00532-000022	円	円	円	円
R-125SL	125	約5	28-0974-1	00532-000021	円	円	円	円
R-165SL	165	約7	28-0975-1	00532-000020	円	円	円	円
R-205SL	205	約9	28-0976-1	00532-000019	円	円	円	円
R-245SL	245	約11	28-0977-1	00532-000018	円	円	円	円
R-285SL	285	約13	28-0972-1	00532-000017	円	円	円	円

## ダンスロープエアー

ダンロップホームプロダクツ



収納時 (幅35.2cm)

### 1. 業界最軽量クラス

スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのダンスロープエアーを開発。

### 2. 汎用性の向上

全サイズ70.4cm幅とし、今まで設置不可能であった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。また、サイズ展開も6サイズとなり様々な住宅環境に適用可能です。

### 3. 安全性の確保

高さ3cmのエッジで脱輪を軽減。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。上部部にスロープの正しい設置位置マークを表示し、安全なご利用を促しています。

### 4. 補修性の向上

貸与事業者様における補修作業を簡便化。



商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-150A	150	約6	28-1060-1	00532-000025	円	円	円	円
R-175A	175	約7	28-1061-1	00532-000024	円	円	円	円
R-200A	200	約8	28-1062-1	00532-000023	円	円	円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品


販売品

情報

## ケアスロープ


材質：FRP+アルミ

ケアメディックス



商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約3	28-0979-1	00093-000015	円	円	円	円
CS-100	100	約5	28-0980-1	00093-000016	円	円	円	円
CS-120	120	約6	28-0981-1	00093-000017	円	円	円	円
CS-150	150	約8	28-0982-1	00093-000018	円	円	円	円
CS-175	175	約9	28-0983-1	00093-000019	円	円	円	円
CS-200	200	約10	28-0984-1	00093-000020	円	円	円	円
CS-240C	240	約12	28-1015-1	00093-000021	円	円	円	円
CS-285C	285	約15	28-1092-1	00093-000038	円	円	円	円

### STEP 1



- ・ 介助者の状況を確認し、選定してください。
- ・ 段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°  
スロープの長さ  
||  
段差の高さ × 8倍以上

#### ケアスロープ選定理由例

《CS-175》  
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》  
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車椅子が安全に移動できるスロープとして選定。

### STEP 2

- ・ 日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。



- ・ アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く、丈夫で安全に走行することができます。

- ・ 下端部までエッジが無いので、狭い場所で車椅子が直角に乗り入れしやすい設計です。

### STEP 3

- ・ 収納しやすい自立設計です。
- ・ 様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。



- ・ スロープの先端までアルミ加工を施すことにより、設置時にしっかりと固定できます。

### STEP 4



- ・ 設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。
- ・ 走行面にソフトなすべり止めを採用しているため、室内使用時にスロープの上を裸足で歩いても痛みありません。

## エコ段差スロープN

マツ六

置くだけで「つまずき」の原因の  
段差を解消!



76

商品名	高さ (cm)	奥行き (cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	円	円	円	円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	円	円	円	円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	円	円	円	円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	円	円	円	円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	円	円	円	円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	円	円	円	円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	円	円	円	円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	円	円	円	円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	円	円	円	円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	円	円	円	円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	円	円	円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器


車椅子・  
車椅子  
付属品

## 安心のご提案

滑りにくく、足にソフトな素材




端部は安心のラウンド加工



車イスや歩行者が  
側面からアプローチしても  
ラウンド加工されているので  
安心です。


安心のずれ防止仕様

置くだけでずれにくい  
特殊仕様



勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと付けてください。



車イスでの段差越えや歩行での  
つまずき防止に安心です。

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 移動用リフト・つり具

## 移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。

また使い場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。座位バランスがいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。

<設置場所>

屋外 屋内 浴室

## 移動用リフトの種類と特長

自立



全介助

### 屋外で

外から中へ。中から外へ。段差がある場所でも車椅子に乗ったまま安全に移動できます。

### 居室で

床や椅子からの立ち座りや移乗の動作をサポートします。

ベッドから車椅子やポータブルトイレへの移乗など、居室や寝室での利用に。

### 浴室で

滑りやすく事故の危険性が高い浴室や浴槽への出入りを、より安全にスムーズに。

### 床や椅子からの立ち座りに



エコライト

### 車椅子に乗ったままでの移動に



UD-310S



UD-320CS



UD-320CL

### ベッドからの離床や室内での移動に



マイティライトⅢ



つるべBセット

### 浴槽への出入りに



バスリフト

### 浴室での移動や浴槽への出入りに



つるべF1セット



つるべF2Rセット

## つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んで持ち上げる部分です。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



### ハーフサイズシート

からだが比較的安定して座位がとれる方に。



### フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。



### ベルト型シート

装着が簡単。取扱いやすいタイプです。



### トイレ用シート

臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。

※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具が異なります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。つり具の選択についてはグリーンケア取扱店にご相談ください。

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

### 車椅子用電動昇降機 UD-320CS

屋外

いらい



商品名	商品番号	商品コード
UD-320CS	22-5867-1	00084-000093
全長 (スロープを下げたとき): 145.5cm		全幅: 93cm
全高: 111.5~172cm テーブル内寸: 幅68×長さ114cm 昇降範囲: 5.5~65cm		
スロープ: 幅68.5×長さ27.5cm ブリッジ: 幅68.5cm×長さ27.5cm 昇降時間: 50Hz=52秒/60Hz=43秒		
重さ: 75kg 耐荷重: 150kg スロープ角度: 10度 使用電源: AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		月額レンタル料金 円

### 車椅子用電動昇降機 UD-320CL

屋外

いらい



商品名	商品番号	商品コード
UD-320CL	22-5864-1	00084-000094
全長 (ブリッジを立てたとき): 126cm		全幅 (スロープを下げたとき): 129cm
全高: 111.5~172cm テーブル内寸: 幅73.5×長さ114cm 昇降範囲: 5.5~65cm		
スロープ: 幅99×長さ35cm ブリッジ: 幅68.5cm×長さ27.5cm 昇降時間: 50Hz=52秒/60Hz=43秒		
重さ: 79kg 耐荷重: 150kg スロープ角度: 6度 使用電源: AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		月額レンタル料金 円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

### 車椅子用電動昇降機 UD-310S

屋外

いらい



商品名	商品番号	商品コード
UD-310S	22-5745-1	00084-000067
全長 (ブリッジを立てたとき): 145.5cm		全幅 (スロープを下げたとき): 103cm
全高: 131~193.5cm テーブル内寸: 幅68.5×長さ106.5cm		
昇降範囲: 6~65cm スロープ: 幅73×長さ30cm		
ブリッジ: 幅73cm×長さ30cm 昇降時間 (無負荷時): 50Hz=52秒、60Hz=43秒		
重さ: 78kg 耐荷重: 150kg スロープ角度: 10度 使用電源: AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		月額レンタル料金 円


### つるべー Bセット (寝室用)

屋内

非課税

モリター

在庫限定品



使用できるベッド: ケア優 ※1 ミオレット ※1 フォーユ ※2 楽匠 S ※2 ラフイオ ※2 彩 ※1 要ハイトスペーサー ※2 超低床仕様不可

商品名	商品番号	商品コード
85cm	22-5720-0	00229-000005
本体重さ: 51.3kg 電装品重さ: 5.1kg 電源: AC100V 耐荷重: 100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		月額レンタル料金 円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


### つるべー F1セット (浴室用)

浴室

非課税

モリター

在庫限定品



身体機能: 座位困難

商品名	商品番号	商品コード
70cm	22-5722-0	00229-000002
85cm	22-5723-0	00229-000002
本体重さ: (7-A70cm)21.2kg、(7-A85cm)21.6kg 電装品重さ: 5.1kg 電源: AC100V 耐荷重: 100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		月額レンタル料金 円


### つるべー F2Rセット (浴室用)

浴室

非課税

モリター

在庫限定品



身体機能: 座位困難

商品名	商品番号	商品コード
第1アーム30cm 第2アーム70cm	22-5725-0	00229-000016
第1アーム30cm 第2アーム85cm	22-5726-0	00229-000016
商品名	商品番号	商品コード
第1アーム40cm 第2アーム70cm	22-5728-0	00229-000016
第1アーム40cm 第2アーム85cm	22-5729-0	00229-000016
本体重さ: (第1アーム30cm×第2アーム70cm)26.2kg (第1アーム30cm×第2アーム85cm)26.6kg (第1アーム40cm×第2アーム70cm)27kg (第1アーム40cm×第2アーム85cm)27.4kg		
電装品重さ: 5.1kg 電源: AC100V 耐荷重: 100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		月額レンタル料金 円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



# 移動用リフト・つり具

床ずれ  
防止用具

## 床走行式リフト マイティライトⅢ

ミニ ライフ&オート

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報



使用できるベッド：  
ケア優 ※1 ※2  
ミオレット  
フォーユ  
楽匠 Z  
楽匠 S  
ラフィオ  
※1 要ハイトスペーサー  
※2 超低床仕様不可



コンパクトな仕様かつ、6輪キャスター（前輪Wキャスター）で、小回りに優れています。



[動画] マイティライトⅢ 使用例



ベッドからの移動編  
車椅子からベッドへの移動編

前脚高さが6.1cm。低床ベッドでも使用できるリフトです。  
手動降下装置、電圧低下時降下機構を装備。

商品名	商品番号	商品コード
マイティライトⅢ	22-5888-0	00139-000027
前脚高さ:6.1cm 重さ:34.5kg バッテリー:電源AC100Vで充電		
前輪:3.5cm (Wキャスター式) 後輪:7.5cm (ブレーキ付) 耐荷重:160Kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		月額レンタル料金 円

屋内 非課税

## スカイリフト SL-2018

アイ・ソネックス



使用条件：移動・移乗



座奥まで  
きっちり座れる！

真っ直ぐ立てる！

六輪で  
とり回しがラク！

狭い空間でも  
スイスイ！

車椅子へ移乗する時、座の奥まで深く腰かけられるので、座り直しの手間が省け、滑りすわりの防止にも役立ちます。

完全な起立姿勢をとるため胸パットとスリング、膝パットが体幹や足腰を支えます。足底にしっかりと体重が乗り、リハビリにつながります。

六輪なので前輪キャスターへの荷重が分散され、軽い力で押し引き操作ができます。小回り性も抜群で、介護者の負担が軽減されます。

スカイリフトの幅は、肩幅くらいの50cm。在宅の狭いトイレ空間でも介護者が便器の横に立って介助できます。

商品名	商品番号	商品コード
SL-2018	22-6041-0	00149-000053
サイズ:幅50.3×奥行96.4×高さ137.3cm 重さ:42kg 耐荷重:100Kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		月額レンタル料金 円

屋内 非課税

## 移乗サポートロボット Hug L1-01

FUJII

軽量でコンパクト、スリングシートが不要です。



準備・操作が簡単


使いたいときに  
サツと準備  
どなたでも簡単操作

コンパクト

軽量化実現！  
狭い場所でも使える  
スリムなボディ  
移動もらくらく

安心・安全

Hugが体を  
しっかりとサポート  
100kgの方まで  
軽々移乗




商品名	商品番号	商品コード
Hug L1-01	22-6065-0	01666-000002
サイズ:全長88×全幅55×全高85~120cm 重さ:30kg 最大使用者体重100kg		
バッテリー/形式:鉛蓄電池 定格電圧:DC24V 充電時間:8時間 最大使用回数:100回(使用環境による)		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		月額レンタル料金 円

屋内 非課税

## バスリフト EWB101RR

浴室

TOTO



身体機能:端座位可

電動でシートが上下し、浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
EWB101RR	22-0701-1	00187-000111
ご利用可能体重:35~100kg 充電時間:50分(1回の充電で約10往復) バッテリー:DC12V 重さ:20kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

## 段差解消機アルコー6000型

屋内

星光医療器製作所

座席回転時の挟み込みや衝突など、外部から負荷が掛かると回転が止まります。また、下降時も足など挟み込むと停止し、自動的に上昇する安全構造です。



身体機能:段差移動

商品名	商品番号	商品コード
段差解消機アルコー6000型	22-5928-1	00125-000056
サイズ:幅56×奥行66.6×高さ80~122cm 座面高さ:44~86cm		
重さ:33kg	耐荷重:100kg	電源:AC100V
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器


認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## 独立宣言エコライト DSERA

屋内

コムラ製作所



使用条件:立ち上がり

昇降座いすのスタンダードモデルです。アームレスト跳ね上げ式。

商品名	商品番号	商品コード
DSERA	22-5744-1	00088-000012
重さ:36kg 耐荷重:100kg 使用電源:AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

## 独立宣言ローザ・コンパクトシート DSRS-C

屋内

コムラ製作所



使用条件:立ち上がり

上下ストロークは59.5cm。座板高さは1.5~61cmまで高さ調節可能。アームレストは跳ね上げできるので、ベッド・車椅子への移乗にも利用できます。

商品名	商品番号	商品コード
DSRS-C	22-5833-1	00088-000022
サイズ:幅55×奥行81×高さ97.5cm 座面高さ:1.5~61cm 重さ:42kg 使用電源:AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

## マイティライトⅢ用つり具

介護保険対象購入品

ミクニライフ&オート

※掲載以外のつり具も取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。



スリングローバック・スタンダード

サイズ	商品番号
S	43-5640-1
適応身長:155cm未満 耐荷重:100kg	
サイズ	商品番号
M	43-5629-1
適応身長:155cm以上 耐荷重:100kg	

ハイバック4点式

商品番号
43-5592-1
適応身長:140cm以上 耐荷重:100kg
メーカー希望 小売価格(税抜)
<b>58,000</b> 円

メーカー希望 小売価格(税抜)
<b>42,000</b> 円

## スカイリフト用つり具

介護保険対象購入品

アイ・ソネックス



サポートスリング  
SS-202 (M)



エアスリング  
AS-201 (M)



スムーズホルダー  
SH-203

商品名	商品番号
サポートスリング SS-202 (M)	43-5542-1
胴周リ:65~90cmの方に 耐荷重:100kg	

メーカー希望  
小売価格(税込) **35,200**円

商品名	商品番号
エアスリング AS-201 (M)	43-5541-1
胴周リ:65~90cmの方に耐荷重:100kg	

メーカー希望  
小売価格(税込) **38,500**円

商品名	商品番号
スムーズホルダー SH-203	43-5543-1
※エアスリングと併用してください。	

メーカー希望  
小売価格(税込) **19,800**円

介護保険  
購入  
対象品


販売品

情報



床ずれ  
防止用具


## 家具調トイレ セレクトRコンパクト アロン化成



	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座	約9L	約14.0kg	防臭消耗品、吸着便座シート
ソフト便座		約14.0kg	防臭消耗品
暖房便座		約14.7kg	防臭消耗品
標準・快適脱臭		約14.6kg	消臭剤フォームタイプ1本
ソフト・快適脱臭		約14.6kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房・快適脱臭		約15.3kg	消臭剤フォームタイプ1本

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6753-1	39,600円
ソフト便座	35-6754-1	46,200円
暖房便座	35-6755-1	56,650円
標準・快適脱臭	35-6756-1	64,900円
ソフト・快適脱臭	35-6757-1	71,500円
暖房・脱臭	35-6758-1	81,400円

## 家具調トイレ セレクトRはねあげ アロン化成



	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座	約9L	約19.3kg	KN吸着便座シート
ソフト便座		約19.3kg	防臭消耗品
暖房便座		約20.0kg	防臭消耗品
標準・快適脱臭		約19.9kg	消臭剤フォームタイプ1本
ソフト・快適脱臭		約19.9kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房・快適脱臭		約20.6kg	消臭剤フォームタイプ1本

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6759-1	69,300円
ソフト便座	35-6760-1	75,900円
暖房便座	35-6761-1	86,350円
標準・快適脱臭	35-6762-1	94,600円
ソフト・快適脱臭	35-6763-1	101,200円
暖房・快適脱臭	35-6764-1	111,100円


手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

## 安寿 ポータブルトイレ FX-CP アロン化成




※便座高は補高スペーサーを含む

	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座	約10L	約10.8kg	防臭消耗品、便座カバー1枚
ソフト便座		約10.9kg	防臭消耗品
暖房便座		約11.5kg	防臭消耗品
快適脱臭		約11.7kg	消臭剤フォームタイプ1本
暖房・快適脱臭		約12.3kg	消臭剤フォームタイプ1本

便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6355-1 ベージュ	28,050円
	35-6717-1 さくら	
ソフト便座	35-6357-1 ベージュ	34,650円
	35-6719-1 さくら	
暖房便座	35-6359-1 ベージュ	45,100円
	35-6720-1 さくら	
ソフト・快適脱臭	35-6361-1 ベージュ	59,950円
	35-6721-1 さくら	
暖房・快適脱臭	35-6363-1 ベージュ	69,850円
	35-6722-1 さくら	

## 安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ アロン化成



※便座高は補高スペーサーを含む

	バケツ容量	重さ	付属品
標準便座	約9L	約10.9kg	JP吸着便座シート1枚
ソフト便座		約11.0kg	消臭シート試供品
暖房便座		約11.6kg	消臭シート試供品
標準・快適脱臭		約11.6kg	JP吸着便座シート1枚 消臭剤フォーム
ソフト・快適脱臭		約11.7kg	消臭剤フォーム
暖房・快適脱臭		約12.3kg	消臭剤フォーム


便座タイプ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準便座	35-6687-1 ブラウン	34,100円
ソフト便座	35-6694-1 ブラウン	40,700円
暖房便座	35-6695-1 ブラウン	51,150円
標準・快適脱臭	35-6696-1 ブラウン	59,400円
ソフト・快適脱臭	35-6697-1 ブラウン	66,000円
暖房・快適脱臭	35-6698-1 ブラウン	75,900円

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。  
※別途送料がかかる場合があります。

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

## 安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成



### FSフィット

折りたたみ時	幅46×奥行15×高さ80~91cm
座面	幅41×奥行33cm
重さ	約4kg

コンパクトで狭い浴室でも場所をとりません。

商品番号	
41-7085-1	レッド
41-7086-1	ブルー
41-7087-1	グリーン
メーカー希望 小売価格(税込)	

**29,700円**



レッド


ブルー

グリーン

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器



### FS

折りたたみ時	幅51×奥行15×高さ82~93cm
座面	幅45×奥行33cm
重さ	約4kg

座った姿勢の保持ができない方や浴槽への移乗を楽に行いたい方に。


商品番号	
41-7080-1	レッド
41-7081-1	ブルー
41-7082-1	グリーン
メーカー希望 小売価格(税込)	

**29,700円**



手すり

歩行  
補助杖



### IS

折りたたみ時	幅51×奥行29×高さ89~99cm
座面	幅45×奥行36.5cm
重さ	約5kg

片手で持ち上げるだけで折りたたむため、転倒防止のためのシャワーベンチ。

商品番号	
41-6523-1	レッド
41-6522-1	ブルー
41-7076-1	グリーン
メーカー希望 小売価格(税込)	

**27,500円**



歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

## 安寿 高さ調節付浴槽手すり UST-130N/UST-200N

アロン化成



レッド

ブルー

またぎ動作のしやすさを重視したループ形状のグリップです。

取付け可能な浴槽の壁厚	(130N)4.5~13cm (200N)11.5~20cm
サイズ	幅18×奥行(130N)29~38 (200N)36~43×高さ42cm
浴槽上面~手すり高さ	11・14・17・20・23・26cm(6段階)

商品名	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
UST-130N	41-6948-1 レッド	<b>29,150円</b>
	41-6949-1 ブルー	
UST-200N	41-6950-1 レッド	<b>30,250円</b>
	41-6951-1 ブルー	

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。  
※別途送料がかかる場合があります。

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

## ステンレス浴槽台Rあしぴたジャスト15-20

アロン化成

浴槽にくっつく中央吸盤付脚ゴムで安心です。



レッド

ブルー

	重さ	商品番号	メーカー希望小売価格(税込)
標準	2.9kg	41-6993-1 標準 レッド	<b>19,800円</b>
ソフト	2.8kg		
■浴槽内専用			
		41-6994-1 標準 ブルー	<b>20,900円</b>
		41-7000-1 ソフト レッド	

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

福祉介護用品、住宅改修リフォームのご相談、お申込は  
**(011) 376-5431**

電話受付時間 平日月曜日～金曜日 午前9時00分～午後6時00分

介護福祉用具レンタル・販売、住宅施設介護リフォーム  
日常生活用具・補装具給付、介護用具リサイクル販売



やさしい暮らし、快適な毎日

**ユニケア**

一般社団法人いしかりユニバーサルネット

〒003-0871 札幌市白石区米里1条3丁目2-25

TEL.011-376-5431 FAX.011-376-5432

 <https://i-universalnet.com>

